



## Soportes de laboratorio

De gran utilidad en laboratorios de química, física, etc., los soportes son utilizados para la sujeción de equipos o instrumental de laboratorio en la realización de montajes experimentales. En nuestro catálogo podrá encontrar soportes constituidos por una varilla enroscada en una base de diferente formato o bien soportes tipo trípode.



### Soporte forma A: FCB001

Base en fundición de acero pintada al horno y varilla de acero cromado. Con gomas en la base.

Referencia	Base	Varilla (L×Ø)
FCB001	200×30 mm	600×10 mm



### Soporte pie plato: FCB006, FCB007, FCB008, FCB009, FCB022, FCB023, FCB025

Base en chapa o fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado.

Referencia	Color	Material	Base	Varilla (L×Ø)
FCB006	Negro	Chapa	100×175mm	500×10mm
FCB007	Negro	Chapa	125×225mm	500×10mm
FCB008	Negro	Chapa	150×250mm	500×10mm
FCB009	Negro	Chapa	150×300mm	500×10mm
FCB022	Azul	Chapa reforzada	135×200mm	500×10mm
FCB023	Azul	Chapa reforzada	175×300mm	500×10mm
FCB025	Azul	Chapa reforzada	75×115mm	500×10mm



### Soporte pie plato rectangular con varilla: FCB024, FCB028, FCB029


Base en metal cromado azul y varillas cromadas.

Referencia	Color	Material	Base	Varilla (L×Ø)
FCB024	Azul	Fundición	200×125mm	600×10mm
FCB028	Azul	Fundición	160×100mm	500×10mm
FCB029	Azul	Fundición	250×160mm	760×10mm



## Soportes de laboratorio

De gran utilidad en laboratorios de química, física, etc., los soportes son utilizados para la sujeción de equipos o instrumental de laboratorio en la realización de montajes experimentales. En nuestro catálogo podrá encontrar soportes constituidos por una varilla enroscada en una base de diferente formato o bien soportes tipo trípode.



### Soporte pie trípode: FCB013, FCB010, FCB011, FCB012

Base en fundición de acero pintada al horno y varillas de acero cromado. Con gomas en la base.

Referencia	A	B	Varilla	Color
FCB013	85 mm	130 mm	500×10 mm	Azul
FCB010	Azul	170 mm	600×10 mm	Azul
FCB011	Azul	210 mm	700×10 mm	Azul
FCB012	175 mm	30 mm	800×10 mm	Azul



### Soporte trípode, aro redondo: FFB001, FFB002, FFB003, FFB004, FFB005

Aro y patas de acero cromado o acero inoxidable. Con conteras de goma en las patas.

Referencia	Material	Diámetro	Altura
FFB001	Acero	125 mm	200 mm
FFB002	Acero	150 mm	200 mm
FFB003	Acero	200 mm	200 mm
FFB004	Acero inox.	120 mm	200 mm
FFB005	Acero inox.	150 mm	200 mm



### Soporte H con 3 varillas verticales: FCB031, FCB032

Base de hierro fundido pintada en azul, de 500x250 mm.

Compuesto por:

- 3 varillas verticales
- 2 varillas horizontales
- 6 nueves
- Patas con goma

Referencia	Dim. varilla vertical (Ø×L)	Dim. varilla vertical (Ø×L)
FCB031	10x800 mm	10x500 mm
FCB032	12x800 mm	12x500 mm