



## Ficha triángulos de silimanita

**Ref. FFG001, FFG002, FFG003, FFG004**

Los triángulos de silimanita de Nahita están contruidos por tres tubos de arcilla refractaria a base de silimanita y unidos en forma de triángulo mediante gruesos alambres de metal.

Dada su elevada resistencia a temperaturas extremos sin sufrir roturas ni deformaciones, son utilizados para la sujeción de crisoles sobre un trípode durante el proceso de calcinación.



Referencia	Longitud lado	Ø tubo
FFG001	30 mm	9 mm
FFG002	50 mm	8 mm
FFG003	65 mm	8 mm
FFG004	75 mm	8 mm