




## Pipetas clase A con bulbo, de vidrio

- Graduadas conforme a la ISO 835
- Graduación en color azul
- Presentan bulbo de seguridad

### Pipeta graduada de clase AS con bulbo, 0 abajo

Ref. DGB001, DGB002, DGB003, DGB004, DGB005, DGB006, DGB007, DGB008, DGB009, DGB020

- 0 posicionado en la parte de abajo
- Clase AS con banda coloreada




Referencia	Capacidad (mL)	Graduación (mL)
DGB001	1	0.1
DGB009	1	0.01
DGB002	2	0.1
DGB020	2	0.01
DGB008	5	0.05
DGB003	5	0.1
DGB004	10	0.1
DGB005	20	0.1
DGB006	25	0.1
DGB007	50	0.1

### Pipeta graduada de clase A con bulbo, 0 arriba

Ref. DGB010, DGB011, DGB012, DGB013, DGB014, DGB015, DGB016, DGB017, DGB018, DGB019

- 0 posicionado en la parte de arriba
- Clase A con banda en coloreada



Referencia	Capacidad (mL)	Graduación (mL)	Color banda
DGB010	1	0.1	amarillo
DGB018	1	0.01	amarillo
DGB019	2	0.01	verde
DGB011	2	0.1	verde
DGB017	5	0.05	rojo
DGB012	5	0.1	azul
DGB013	10	0.1	marrón
DGB014	20	0.1	amarillo
DGB015	25	0.1	blanco
DGB016	50	0.1	negro