



Matraces de destilación

Ref. PBG001, PBG002, PBG003, PBG004

- Como su propio nombre indica, los matraces de destilación se utilizan en aquellas reacciones que requieren la evaporación de líquidos y su posterior condensación.
- Para ello, los matraces de destilación Endo Glassware están fabricados en vidrio borosilicato de gran resistencia al choque térmico y presentan una base esférica para el calentamiento uniforme de las soluciones a destilar.
- Disponen también de un cuello largo y estrecho y de un brazo lateral para conectar con un refrigerante y permitir así la condensación del líquido evaporado.



Referencia	Capacidad (mL)	Ø Boca (mm)	Altura (mm)	Ø Brazo (mm)	Longitud brazo (mm)
PBG001	100	15	174	7	100
PBG002	250	19	216	8	120
PBG003	500	24	275	8	150
PBG004	1000	28	320	9	180