



1 | Cestillos para usos generales en el laboratorio como transporte, autoclavado o limpieza de material en baños de ultrasonidos.

2 | Fabricados en alambre de acero inoxidable, son robustos y de gran durabilidad y presentan un asa plegable fabricada también en acero

inoxidable para un cómodo manejo del cestillo.

3 | El fino entramado (5 mm) tanto de la base como de las paredes evita la pérdida o salida de material incluso si es de pequeño tamaño.

▶ Cestillos redondos



Referencia	Diámetro	Altura
BTS001	150 mm	150 mm
BTS002	200 mm	200 mm
BTS003	250 mm	250 mm

▶ Cestillos cuadrados



Referencia	Lado	Altura
BTS004	150x150 mm	150 mm
BTS005	200x200 mm	200 mm
BTS006	250x250 mm	250 mm