



Matraces Kitasatos

Ref. PJH001, PJH002, PJH003, PJH004

- Los Kitasatos Endo Glassware son unos matraces robustos de paredes gruesas y fabricados en vidrio borosilicato de excelente resistencia física y química.
- De uso extendido en laboratorios de química y biología, poseen una oliva lateral para ser conectados a una bomba de vacío o trompa de agua y pueden ser utilizados con diversos tipos de embudos para la filtración rápida de soluciones.
- Presentan además graduación aproximada y amplia superficie de rotulación en blanco.



Referencia	PJH001	PJH002	PJH003	PJH004
Capacidad (mL)	250	500	1000	2000
Ø Base (mm)	85	100	132	165
Ø int. Boca (mm)	30	37	37	53
Altura (mm)	140	190	235	255
Ø Oliva (mm)	12	10	11	16