



Anneaux

Fabriqués en acier chromé et disponibles en différentes tailles, ils offrent un support stable et sûr pour une grande variété d'équipements et de récipients. Les anneaux de laboratoire sont utilisés en combinaison avec des supports et des trépieds, ce qui facilite l'exécution des expériences.

Anneau ouvert

Avec tige, acier chromé: FCR001, FCR002, FCR003, FCR004



■ Anneau ouvert sans noix

Référence	Ø ext	Ø int.	Ø tige	Longueur au centre
FCR001	60 mm	45 mm	7 mm	180 mm
FCR002	80 mm	65 mm	8 mm	195 mm
FCR003	100 mm	85 mm	7 mm	200 mm
FCR004	120 mm	105 mm	8 mm	215 mm

Avec noix, acier chromé: FCR009, FCR010, FCR011, FCR012



■ Anneau ouvert avec noix

Référence	Ø ext	Ø int.	Ø tige	Longueur au centre/noix
FCR009	50 mm	36 mm	7 mm	95 mm
FCR010	80 mm	65 mm	7 mm	130 mm
FCR011	100 mm	85 mm	8 mm	160 mm
FCR012	130 mm	115 mm	7 mm	170 mm

Anneau fermé

Avec tige, acier chromé: FCV001, FCV002, FCV003, FCV004



■ Anneau fermé sans noix

Référence	Ø ext	Ø int.	Ø tige	Longueur au centre
FCV001	60 mm	45 mm	7 mm	200 mm
FCV002	80 mm	65 mm	7 mm	225 mm
FCV003	100 mm	85 mm	8 mm	250 mm
FCV004	120 mm	105 mm	8 mm	255 mm

Avec noix, acier chromé: FCV005, FCV006, FCV007, FCV008



■ Anneau fermé avec noix

Référence	Ø ext	Ø int.	Ø tige	Longueur au centre/noix
FCV005	50 mm	36 mm	7 mm	100 mm
FCV006	80 mm	65 mm	8 mm	140 mm
FCV007	120 mm	105 mm	8 mm	160 mm
FCV008	135 mm	120 mm	10 mm	170 mm