



Papier pH universel

Réf. KDJ002, KDJ003, KDJ005, KDJ006, KDJ007, KDJ032, KDJ037

- Disponible en différentes gammes de mesure de pH 1 à 14 et avec une précision de 1 unité de pH.
- Avec une échelle de couleurs pour déterminer la valeur du pH de la solution.



KDJ003, KDJ006, KDJ032



KDJ002, KDJ005



KDJ007



KDJ037

Référence	pH	Format
KDJ002	0-10	Boîte 200 bandelettes
KDJ003	0-10	Rouleau 5 mètres
KDJ005	1-14	Boîte 200 bandelettes
KDJ006	1-14	Rouleau 5 mètres
KDJ007	1-14	Boîte 80 bandelettes
KDJ032*	1-14	3 Rouleaux 5 mètres
KDJ037**	0-14	Boîte 100 bandelettes

*Remplacement de la pièce n° KDJ006 **avec 4 tampons

Papier méthylorange

Réf. KDJ018

- Il s'agit de la forme la plus simple de papier indicateur et il est utilisé lorsqu'une détermination approximative du pH est nécessaire.
- Il ne possède pas d'échelle de couleurs, mais la mesure du pH est indiquée par le changement de couleur du papier.



Réf.	Description	Changement de couleur	Format
KDJ018	Orange de méthyle	pH < 3,1 (rouge), pH > 4,4 (jaune)	Boîte 200 bandelettes