



Embudos de seguridad

Ref. PNZ001, PNZ002

- Los embudos de seguridad son un tipo especial de embudos que presentan un cuerpo abultado y pequeño y una rama larga y estrecha.
- Este especial diseño les permite ser insertados en los pequeños orificios presentes en algunos tapones, posibilitando así la adición de líquidos matraces cerrados y evitando la pérdida de gases generados en determinadas reacciones.
- Endo Glassware dispone de dos modelos de embudos de seguridad, uno totalmente recto y otro que presenta un loop con bulbo en el vástago.



Referencia	Descripción	Longitud (mm)	Ø Embudo (mm)	Ø Rama (mm)
PNZ001	Con 1 bola	300	40	8
PNZ002	Recta	300	40	8