



## Moules d'inclusion

Réf. BPJ040 - BPJ041 - BPJ042 - BPJ043

De grande utilité dans les laboratoires d'histologie et anatomie pathologique pour la confection des blocs de paraffine pendant le traitement des échantillons. Ils sont fabriqués en acier inoxydable, ils sont compatibles avec les cassettes d'enrobage et ils peuvent être réutilisés indéfiniment. Ils sont disponibles en multiples modèles selon la taille du bloc pour s'adapter à différents types d'échantillons.



Réf. BPJ040



Réf. BPJ041



Réf. BPJ042



Réf. BPJ043

## Spécifications techniques

Référence	BPJ040	BPJ041	BPJ042	BPJ043
Dimensions du bloc	7x7x6 mm	15x15x9 mm	24x24x9 mm	30x24x6 mm