

Pipettes volumétriques

Les pipettes volumétriques d'Endo Glassware sont idéales pour mesurer un volume fixe et se caractérisent par un rinçage unique, calibré à une température de 20°C. Elles sont disponibles dans une gamme de capacités et sont dotées d'un code couleur pour une identification facile.

Pipettes jaugées, 1 marque, classe A, sans poire de sécurité

Réf. **DJD001, DJD002, DJD003, DJD004, DJD005, DJD006**

- Avec graduation bleue.
- Fabriqué selon la norme ISO 648, certificat de fabrication inclus.




Référence	Capacité (mL)	Longueur (mm)	Tolérance (\pm mL)
DJD001	1	355	0.007
DJD002	2	355	0.010
DJD003	5	355	0.015
DJD004	10	400	0.020
DJD005	20	540	0.030
DJD006	25	555	0.030

Pipettes jaugées, 1 marque, classe B, avec poire de sécurité

Réf. **DJG001, DJG002, DJG003, DJG004, DJG005, DJG006, DJG007, DJG008, DJG009**

- Avec graduation ambre.
- Fabriqué conformément à la norme ISO 648.



Référence	Capacité (mL)	Tolérance (\pm mL)
DJG001	1	0.015
DJG002	2	0.02
DJG003	5	0.03
DJG004	10	0.04
DJG005	15	0.05
DJG006	20	0.06
DJG007	25	0.06
DJG008	50	0.1
DJG009	100	0.16



Pipettes jaugées volumétriques, 1 marque, classe B, sans poire de sécurité

Réf. DJJ001, DJJ002, DJJ003, DJJ004, DJJ005, DJJ006, DJJ007

- Avec graduation ambre.
- Fabriqué conformément à la norme ISO 648.




Référence	Capacité (mL)	Longueur (mm)	Tolérance (\pm mL)
DJJ001	1	320	0.015
DJJ002	2	355	0.020
DJJ003	5	385	0.030
DJJ004	10	450	0.040
DJJ005	11	400	0.040
DJJ006	20	540	0.060
DJJ007	25	550	0.060

Pipettes jaugées, 2 marques, classe A, avec poire de sécurité

Réf. DJP001, DJP002, DJP003, DJP004, DJP005, DJP006, DJP007, DJP008, DJP009

- Avec graduation bleue.
- Fabriqué selon la norme ISO 648



Référence	Capacité (mL)	Tolérance (\pm mL)
DJP001	1	0.007
DJP002	2	0.010
DJP003	5	0.015
DJP004	10	0.020
DJP005	15	0.030
DJP006	20	0.030
DJP007	25	0.030
DJP008	50	0.050
DJP009	100	0.080