




Bobinas de esterilización

Ref. ZCM014, ZCM015, ZCM016, ZCM017

Las bobinas de esterilización están diseñadas para ofrecer flexibilidad y protección durante el empaquetado de instrumentos antes de su esterilización. Están formadas por una base de papel y una cubierta de plástico transparente.

Endo Plasticware proporciona bobinas en varias dimensiones para adaptarse a las necesidades específicas de cada usuario.



Referencia	ZCM014	ZCM015	ZCM016	ZCM017
Largo (m)	200	200	200	200
Ancho (mm)	75	150	200	250