



# Taladratapones

## Afilador para taladratapones

### Ref. BML001

- Cuchilla de acero templado con mango metálico
- Permite afilar el extremo de cada taladro y así permitir que se deslice con facilidad a través del corcho

Referencia	Longitud total (mm)
BML001	170



## Taladratapones

### Ref. BML002, BML003, BML004, BML006, BML007, BML008, BML009, BML010, BML011


- Fabricados en latón niquelado
- Incluye varilla sólida para retirar los restos de corcho del interior del taladro
- Taladros de distintos calibres cada uno con asa

Referencia	Nº Calibres	Rango (mm)
BML002	6	5/6/8/9/10/11
BML003	12	5/6.5/8/9/10/11/12.5/14/45/17/18.5/19
BML004	18	5/6.25/7.5/8.75/10/11.25/12.50/13.75/15/16.25/17.50/18.5/20/21.25/22.50/23.75/25/26.25



- Fabricados en latón niquelado
- No incluye varilla sólida para retirar los restos de corcho del interior del taladro

Referencia	Nº	Ø ext. (mm)
BML006	1	5
BML007	2	6.2
BML008	3	7.5
BML009	4	8.8
BML010	5	10
BML011	6	11.2



## Varilla para taladratapones

### Ref. BML005

- Varilla sólida con capuchón de goma para eliminar los restos de corcho del interior del taladro.

