



Centrifugeuse numérique DM0636

Réf. GLC007

La centrifugeuse polyvalente à basse vitesse DM0636 est largement utilisée en chimie clinique, en cytologie, dans les laboratoires industriels et de recherche, etc.

Il peut fonctionner avec des rotors oscillants et angulaires, ce qui permet de centrifuger différents types de tubes.

L'appareil est fourni avec un rotor pivotant à 4 positions en acier inoxydable et un ensemble de supports et d'adaptateurs pour tubes de 100 mL.



- Vitesse maximale : 6000 tr/min
- Capacité maximale : 400 mL
- Fonctionnement temporisé ou continu
- Touche PULSE pour une centrifugation rapide
- Identification automatique du rotor
- Réglages multiples de l'accélération et du freinage
- Possibilité d'enregistrer des programmes en mémoire pour simplifier l'opération
- Caractéristiques de sécurité : double verrouillage électromécanique du couvercle, protection contre les déséquilibres, détection de survitesse et de surchauffe, affichage d'avertissements avec codes d'erreur.
- Moteur à courant continu sans balais et sans entretien
- Garantie de deux ans

Spécifications techniques

Modèle / Référence	DM0636 / GLC007
Gamme de vitesse	300-6000 tr/min, incrément de 10 tr/min
Précision de la vitesse	± 20 tr/min
FCR maximum	4100 xg, incrément de 10 xg
Capacité maximale	400 mL (4x100 mL rotor oscillant / 8x50 mL rotor angulaire)
Calendrier	30-59 secondes / 1-99 minutes / mode continu (HOLD)
Rampes d'accélération / de freinage	1-9 / 0-9
Programmes	Possibilité de mémoriser jusqu'à 9 programmes
Écran	LCD
Niveau sonore	≤ 65 dB
Alimentation	230 VAC, 50/60 Hz
Consommation	660 W
Dimensions (LxLxH)	570x445x295 mm
Poids	36 kg



Centrifugeuse numérique DM0636

Réf. GLC007

La centrifugeuse comprend un rotor pivotant en acier inoxydable à 4 positions (réf. GLH019, vitesse max. 4000 tr/min, FCR max. 2950 xg).

accessoires
compatibles
avec ce rotor
GLH019

INCLUS



GLK049

Supports et adaptateurs pour 4 tubes de 100 mL (peut également centrifuger des tubes de 85, 50, 15 et 3-7 mL)



GLK046

Supports et adaptateurs pour 36 tubes de 3-7mL



GLK047

Supports et adaptateurs pour 16 tubes 10-15mL



GLK048

Supports et adaptateurs pour 8 tubes de 50mL

ROTORS ANGULAIRES EN ALUMINIUM EN OPTION

Référence	Capacité	Couvercle de biosécurité	Vitesse max. (tr/min)	FCR max. (xg)
GLH020	6x15 mL o 6x50 mL	Oui	6000	4020
GLH021	12 bandes de 8 tubes PCR	Oui	6000	4020
GLH022	30x1, 5/2 mL	Oui	6000	4020
GLH023	60x1, 5/2 mL	Oui	6000	4020
GLH024	18x5 mL	Oui	6000	4020
GLH025	16x15 mL o 8x50 mL	Non	5000	3960