

## Entonnoirs Büchner

Réf. PNF001, PNF002, PNF003, PNF004, PNF005, PNF006, PNF007

- Les entonnoirs Büchner sont utilisés dans les processus de filtration sous vide et comportent une plaque perforée pour l'insertion du papier filtre.
- Fabriqués en porcelaine hautement résistante aux produits chimiques, les entonnoirs Büchner de Nahita sont émaillés à l'intérieur et à l'extérieur et sont disponibles en différentes tailles pour répondre aux besoins de chaque utilisateur.



| Référence | Capacité (mL) | Hauteur (mm) | Ø int. (mm) | Ø ext. (mm) | Ø ext. tige (mm) |
|-----------|---------------|--------------|-------------|-------------|------------------|
| PNF001    | 30            | 70           | 40          | 46          | 13               |
| PNF002    | 50            | 110          | 50          | 65          | 15               |
| PNF003    | 120           | 135          | 70          | 82          | 20               |
| PNF004    | 200           | 170          | 95          | 100         | 21               |
| PNF005    | 400           | 180          | 110         | 121         | 26               |
| PNF006    | 600           | 170          | 125         | 140         | 30               |
| PNF007    | 1000          | 225          | 135         | 150         | 33               |