



Capilares microhematocrito

Ref. ZMB047, ZMB048

Los tubos capilares de Nahita para la determinación del microhematocrito en muestras de sangre son productos de calidad fabricados en vidrio soda.

- Desechables, no heparinizados y con un extremo marcado en azul.
- Su diseño permite ser fácilmente sellados en unos de sus extremos para una posterior centrifugación.



Especificaciones técnicas

Referencia	Longitud (mm)	Ø ext. (mm)	Capacidad (µL)	Caja (und)
ZMB047	75	1.55	75	200
ZMB048	40	1.55	20	100