



## Capillaires à microhématocrite

Réf. ZMB047, ZMB048

Les tubes capillaires Nahita pour la détermination du microhématocrite dans les échantillons de sang sont des produits de qualité fabriqués en verre soda.

- Jetables, non héparinisés et avec une extrémité marquée en bleu.
- Leur conception permet de les sceller facilement à une extrémité pour une centrifugation ultérieure.



## Spécifications techniques

Référence	Longueur (mm)	Ø ext. (mm)	Capacité (µL)	Boîte (un)
ZMB047	75	1.55	75	200
ZMB048	40	1.55	20	100