



Agitateur à tige modèle SH-II-7C

Réf. LLB007

- Modèle digital, avec écran LCD.
- Capacité d'agitation élevée. Trois modes d'agitation : dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en alternance dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
- Boîtier en plastique et tête en acier inoxydable. Moteur sans balais. Protection contre la surcharge du moteur. Fourni avec un support et un tige d'agitation.
- Garantie de deux ans.

Écran

LCD rétroéclairé
avec fond bleu

Matériau de l'équipement

1/ Boîtier en plastique
2/ Tête en acier inoxydable

INCLUT

Fournie avec support et tige
d'agitation



Spécifications

Modèle	SH-II-7C
Référence	LLB007
Capacité maximale d'agitation (L)	40
Plage de vitesse (tr/min)	100-2500
Précision de la vitesse (tr/min)	±1
Fonctionnement continu	Oui
Fonctionnement temporisé	Oui
Viscosité maximale (mPas)	15000
Affichage	LCD
Taille de la base du support (mm)	200 x 300
Type de moteur	Moteur sans balais
Alimentation électrique	100-240V, 50/60Hz
Puissance (W)	80
Poids (kg)	7,5