



Bomba de infusión AXAVET EN-V3 Vet

Ref. ZM2020

La bomba de infusión de AXAVET permite administrar líquidos y medicamentos de una forma precisa y segura.



- Pequeña y ligera
- Pantalla de 2,8" para una clara visualización de los parámetros, incluyendo el tiempo restante de infusión
- Diferentes ajustes disponibles, tales como: volumen total de perfusión, flujo requerido, tiempo total de perfusión
- Alta sensibilidad de los ajustes (burbujas y presión de oclusión)
- Batería de alto rendimiento (hasta 5 horas de operación)
- Alarmas de seguridad y funcionamiento
- Función de autodiagnóstico
- Apta para transfusiones
- Compatible con goteros estándar
- Soporte para portasueros incluido
- Gancho para jaulas (opcional)

Especificaciones técnicas

Referencia	ZM2020
Volumen acumulado	De 0,1 a 9999 mL
Pantalla táctil	A color, 2,8"
Rango de flujo	0,1 – 2000 mL/h
Modos:	
Flujo y volumen	
Tiempo total y volumen	
Tiempo y flujo total	
Masa corporal	
Modo micro	
Precisión	± 5%
Detección de burbujas de aire	5 niveles (50, 100, 200, 400, 1000 µl)
Ajustes de oclusión	4 niveles (150, 300, 600, 900 mm Hg)
Revisión de datos	2000 registros
Clase de protección	IP44
Alimentación	100-240VAC, 50/60 Hz
Dimensiones (L x A x H)	14x13x9 cm
Peso	1,45 kg