



## Pompe à infusion AXAVET EN-V3 Vet

Réf. ZMZ020

La pompe à perfusion AXAVET permet l'administration précise et sécurisée de liquides et de médicaments.



- Compacte et légère
- Écran de 2,8" pour une visualisation claire des paramètres, y compris le temps de perfusion restant
- Divers réglages disponibles, tels que le volume total de perfusion, le débit requis et le temps total de perfusion
- Ajustements de haute sensibilité pour la détection de bulles et la pression d'occlusion
- Batterie haute performance (jusqu'à 5 heures d'autonomie)
- Alarmes de sécurité et de fonctionnement
- Fonction d'auto-diagnostic
- Convient pour les transfusions
- Compatible avec des sets de perfusion standards
- Support pour poteau IV inclus
- Crochet pour cage en option

### Spécifications techniques

Référence	ZMZ020
Volume cumulé	De 0,1 à 9999 mL
Écran tactile	Couleur, 2.8"
Plage de débit	0,1 – 2000 mL/h
Modes:	
Débit et volume	
Temps total et volume	
Temps et débit total	
Masse corporelle	
Mode micro	
Précision	± 5%
Détection de bulles d'air	5 niveaux (50, 100, 200, 400, 1000 µl)
Paramètres d'occlusion	4 niveaux (150, 300, 600, 900 mm Hg)
Révision des données	2000 enregistrements
Classe de protection	IP44
Alimentation	100-240VAC, 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H)	14x13x9 cm
Poids	1,45 kg