



Bomba de infusión ENMIND EN-V5 Vet

Ref. ZMZ015

La bomba de infusión de AXAVET permite administrar líquidos y medicamentos de una forma precisa y segura. Acceso rápido a las 20 configuraciones más recientes.



- Pequeña y ligera
- Gran pantalla táctil para una clara visualización de los parámetros, incluyendo el tiempo restante de infusión
- Diferentes ajustes disponibles, tales como: volumen total de perfusión, flujo requerido, tiempo total de perfusión
- Alta sensibilidad de los ajustes (burbujas y presión de oclusión)
- Batería de alto rendimiento (hasta 10 horas de operación)
- Alarmas de seguridad y funcionamiento
- Función de autodiagnóstico
- Apta para transfusiones
- Compatible con goteros estándar. Soporte para portasueros incluido

Especificaciones técnicas

Referencia	ZMZ015
Volumen acumulado	De 0,1 a 9999 mL
Pantalla táctil	LCD a color, 4,3"
Rango de flujo	0,1 – 2000 mL/h
Modos:	
Flujo y volumen	
Tiempo total y volumen	
Tiempo y flujo total	
Masa corporal	
Modos guardados	
Modo micro	
Precisión	±5%
Detección de burbujas de aire	20, 50, 100, 200, 400, 800 µl
Ajustes de oclusión	5 niveles (50, 150, 300, 600, 900 mm Hg)
Revisión de datos	5000 registros
Clase de protección	IP44
Alimentación	100-240VAC, 50/60 Hz
Dimensiones (L x A x H)	14x13x9 cm
Peso	1,45 kg