



## Pompe à infusion ENMIND EN-V5 Vet

### Référence ZMZ015

La pompe à infusion d'AXAVET permet une administration précise et sûre des liquides et des médicaments. Accès rapide aux 20 configurations les plus récentes.



- Petite et légère
- Grand écran tactile pour un affichage clair des paramètres, y compris le temps de perfusion restant
- Différents paramètres sont disponibles, tels que : volume de perfusion total, débit requis, temps de perfusion total
- Sensibilité élevée des réglages (bulles et pression d'occlusion)
- Batterie haute performance (jusqu'à 10 heures de fonctionnement)
- Alarmes de sécurité et de fonctionnement
- Fonction d'autodiagnostic
- Approprié pour les transfusions
- Compatible avec les goutteurs standard. Support pour porte-sérum inclus

## Paramètres techniques

Référence	ZMZ015
Volume acumulé	De 0,1 à 9999 mL
Écran tactile	LCD couleur, 4,3"
Gamme de débit	0,1 – 2000 mL/h
Modes:	
Débit et volume	
Temps total et volume	
Temps et débit total	
Masse corporelle	
Modes mémorisés	
Mode micro	
Précision	±5%
Détection des bulles d'air	20, 50, 100, 200, 400, 800 µl
Ajustements de l'occlusion	5 levels (50, 150, 300, 600, 900 mm Hg)
Examen des données	5000 enregistrements
Classe de protection	IP44
Alimentation électrique	100-240VAC, 50/60 Hz
Dimensions (LxLxH)	14x13x9 cm
Poids	1,45 kg