



FLACON COL LARGE ET ÉTROIT

Réf. CHB001 - CHB008

Réf. CHG001 - CHG008

Endo Glassware offers a wide range of multipurpose bottles of different capacities and ideal for storing any type of solution. All bottles are available in transparent (white) glass or amber glass (for those photosensitive solutions or reagents).

Avec col rodé et bouchon en polyéthylène.



Spécifications techniques

Référence	Volume	Base Ø	Hauteur	Verre
CHB001	100 mL	54 mm	95 mm	Transparent
CHB005	100 mL	54 mm	95 mm	Brun
CHB002	250 mL	74 mm	125 mm	Transparent
CHB006	250 mL	74 mm	125 mm	Brun
CHB003	500 mL	88 mm	165 mm	Transparent
CHB007	500 mL	88 mm	165 mm	Brun
CHB004	1000 mL	112 mm	200 mm	Transparent
CHB008	1000 mL	112 mm	200 mm	Brun



Spécifications techniques

Référence	Volume	Base Ø	Hauteur	Verre
CHG001	100 ml	54 mm	95 mm	Transparent
CHG005	100 ml	54 mm	95 mm	Brun
CHG002	250 ml	74 mm	125 mm	Transparent
CHG006	250 ml	74 mm	125 mm	Brun
CHG003	500 ml	88 mm	165 mm	Transparent
CHG007	500 ml	88 mm	165 mm	Brun
CHG004	1000 ml	112 mm	200 mm	Transparent
CHG008	1000 ml	112 mm	200 mm	Brun