



## Pipettes Pasteur en plastique

Réf. DLB010, DLB011, DLB022, DLB023, DLB024, DLB025, DLB026, DLB027, DLB028, DLB029, DLB030, DLB031

- Fabriqué en polyéthylène transparent de faible densité (LDPE)
- Sans DNase/RNase, endotoxine ni pyrogène
- Bonne stabilité chimique
- Graduation en relief
- Précision et bonne répétabilité
- Pipettes stériles emballées individuellement. Stérilisées à l'oxyde d'éthylène.



Référence	Emballage
DLB010	500 pcs/boîte
DLB011	500 pcs/boîte
DLB022	1000 pcs/sachet
DLB023	1000 pcs/sachet
DLB024	500 pcs/sachet
DLB025	500 pcs/sachet
DLB026	500 pcs/sachet
DLB027	500 pcs/sachet
DLB028	100 pcs/sachet
DLB029	100 pcs/sachet
DLB030	100 pcs/sachet
DLB031	100 pcs/sachet

## Spécifications techniques

Référence	DLB010	DLB011	DLB022	DLB023	DLB024	DLB025	DLB026	DLB027	DLB028	DLB029	DLB030	DLB031
Volume nominal (mL)	1	3	0,2	0,5	1	2	3	3 (long)	5	10	1	3
Volume total (mL)	5	7	0,9	1,8	3	5	6	8,2	12	23	5	7
Volume de la goutte (µL)	45	48	20	35	42	48	48	48	40	55	45	48
Longueur totale (mm)	145	155	65	126	145	155	155	180	210	300	145	155
Stérile	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui