



## Pipetas Pasteur plásticas

Ref. DLB010, DLB011, DLB022, DLB023, DLB024, DLB025, DLB026, DLB027, DLB028, DLB029, DLB030, DLB031

- Fabricadas con polietileno de baja densidad (LDPE) transparente
- Libres de DNasa/RNasa, endotoxinas y pirógenos
- Buena estabilidad química
- Graduación en relieve
- Precisas y con buena repetibilidad
- Las pipetas estériles con envoltorio individual. Esterilizadas con óxido de etileno.



Referencia	Embalaje
DLB010	500 unidades/caja
DLB011	500 unidades/caja
DLB022	1000 uds./bolsa
DLB023	1000 uds./bolsa
DLB024	500 uds./bolsa
DLB025	500 uds./bolsa
DLB026	500 uds./bolsa
DLB027	500 uds./bolsa
DLB028	100 uds./bolsa
DLB029	100 uds./bolsa
DLB030	100 uds./bolsa
DLB031	100 uds./bolsa

## Especificaciones técnicas

Referencia	DLB010	DLB011	DLB022	DLB023	DLB024	DLB025	DLB026	DLB027	DLB028	DLB029	DLB030	DLB031
Volumen nominal (mL)	1	3	0,2	0,5	1	2	3	3 (larga)	5	10	1	3
Volumen total (mL)	5	7	0,9	1,8	3	5	6	8,2	12	23	5	7
Volumen de la gota (µL)	45	48	20	35	42	48	48	48	40	55	45	48
Longitud total (mm)	145	155	65	126	145	155	155	180	210	300	145	155
Esteril	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí