



Entonnoirs à tige courte, en plastique

Réf. PNC001, PNC002, PNC003, PNC004

- Fabriqué en polypropylène (PP) autoclave.
- Le corps de l'entonnoir a un angle de 60°.
- Fourni avec des nervures extérieures.



Spécifications techniques

Référence	Ø (cône)	L x Ø (tige)
PNC001	50 mm	50 x 7 mm
PNC002	75 mm	75 x 9 mm
PNC003	100 mm	95 x 9 mm
PNC004	150 mm	110 x 16 mm

Entonnoirs pour transfert de liquides, en plastique

Réf. PNM010, PNM011, PNM012, PNM013, PNM014, PNM015, PNM016, PNM017, PNM018

- Polyéthylène haute densité (HDPE).
- Convient pour une large gamme de liquides et possède un rebord sur le bord pour réduire les débordements possibles.
- Œil de suspension pour le rangement.



Spécifications techniques

Référence	Ø (cône)	Ø x L (tige)	Capacité
PNM010	80 mm	13 x 30 mm	100 mL
PNM011	110 mm	15 x 38 mm	300 mL
PNM012	130 mm	20 x 43 mm	450 mL
PNM013	140 mm	24 x 52 mm	750 mL
PNM014	180 mm	30 x 69 mm	1500 mL
PNM015	220 mm	35 x 81 mm	1750 mL
PNM016	260 mm	38 x 75 mm	4000 mL
PNM017	310 mm	43 x 80 mm	5500 mL
PNM018	400 mm	45 x 130 mm	10.000 mL