




Cuvettes d'électrophorèse verticales

Réf. ZFD005, ZFD024, ZFD025, ZFD026, ZFD027, ZFD028

Nahita propose une large gamme de cuves d'électrophorèse verticales, principalement utilisées pour la séparation des protéines dans les gels, permettant une analyse quantitative et qualitative des échantillons biologiques.

- Le volume de tampon requis est suffisant pour assurer non seulement le refroidissement, mais aussi la stabilité de la valeur du pH pendant toute la durée du processus.
- Les couvercles assurent une étanchéité efficace pour éviter l'évaporation du tampon et les fuites électriques.
- Arrêt automatique lorsque le couvercle est retiré.
- Pas d'ouverture dans le couvercle supérieur (les références ZFD025 et ZFD026 ont une poignée pour faciliter la préhension).



Référence	ZFD005	ZFD024	ZFD025	ZFD026	ZFD027	ZFD028
N° de gel	1-2	1-4	1-2		1-2	
Taille du gel (AxL)	82x88 mm	100x100 mm	186x95 mm		186x205 mm	
Capacité	11-30 échantillons	11-60 échantillons	25-104 échantillons		25-104 échantillons	
Peignes	11/15 puits	11/15 puits	25/40/52 puits		25/40/52 puits	
Épaisseur des peignes	0.75/1.0/1.5 mm	1.0/1.5 mm	1.0 mm		1.0 mm	
Volume de tampon	750 mL	1000 mL	2200 mL		8000 mL	
Matériau	PC	Acrylique	PC		PC	
Couleur du robinet	Vert	Transparent	Vert		Vert	
Limite de tension	800 V	800 V	600 V		600 V	
Limite de consommation	40 W	40 W	100 W		100 W	
Dimensions (LxAxH)	150x120x115 mm	230x180x180 mm	300x185x150 mm		337x260x270 mm	
Poids net	1.50 kg	1.60 kg	1.25 kg		2.60 kg	
Accessoires	12 peignes 4 plaques concaves 2 plaques cunéiformes 1 palette 1 plaque épaisse Plaques d'écartement : 2x0,75 mm, 2x1 mm, 2x1,5 mm	16 peignes, 3 plaques épaisses 4 plaques cunéiformes 2 palettes Plaques d'écartement : 4x1 mm, 4x1,5 mm 2 modules de transfert double 2 supports de module	6 peignes 4 plaques concaves Plaques d'écartement : 4x1 mm 1 module de double transfert 2 dispositifs modulaires 4 pinces de serrage 1 pipette en verre	6 peignes 4 plaques concaves Plaques d'écartement : 4x1 mm 1 module de double transfert 1 base 1 double noyau 3 guides rainurés	6 peignes 4 plaques concaves Plaques d'écartement: 4x1 mm 1 module de double transfert 2 dispositifs modulaires 12 pinces de serrage 1 pipette en verre	6 peignes 4 plaques concaves Plaques d'écartement: 4x1 mm 1 module de double transfert 1 base 1 double noyau 3 guides rainurés