



Alimentation pour Electrophorèse

Réf. ZFD014, ZFD016

- Écran LCD et panneau de contrôle faciles à utiliser
- Tension, courant ou puissance constants.
- Valeur programmée et valeur réelle indiquées en même temps
- Fonction de programmation du temps
- Mémoire pour 10 programmes d'électrophorèse
- 4 sorties parallèles pour connecter jusqu'à 4 cuvettes en même temps.
- Avec détection automatique du manque de charge, de la surcharge, du court-circuit, du changement rapide de résistance et de la surchauffe du système.



Spécifications techniques

Référence	ZFD014	ZFD016
Tension de sortie	10-300 V	10 - 600 V
Courant de sortie	1-400 mA	1 - 500 mA
Puissance de sortie	1-120 W	1 - 300 W
Résolution	1 V, 1 mA, 1 W	
Minuterie	1 minute à 99 heures et 59 minutes	
Écran	LCD rétroéclairé	
Sorties	4 sorties parallèles	
Dimensions	230x237x118 mm	
Alimentation électrique	220 V; 50 Hz	