



## Sachets de stérilisation autocollant

Réf. ZCM009, ZCM010, ZCM011, ZCM012, ZCM013

Les sachets de stérilisation auto-obturants sont un élément essentiel de la gestion de la stérilisation dans les environnements médicaux, dentaires, vétérinaires et de laboratoire. Conçues en différentes tailles pour garantir la sécurité et la stérilité de divers instruments, elles sont fabriquées en papier médical de qualité supérieure et sont hermétiquement scellées avec une bande autoadhésive. Leur contenu reste toujours visible à travers le film laminé transparent en PET/PPP.



### Caractéristiques:

- Chaque sac est conçu pour un usage unique
- Matériau robuste et durable
- Identification rapide du contenu
- Large bande auto-obturante, facile à fermer
- Convient à la stérilisation à la vapeur et au gaz EO

Référence	ZCM009	ZCM010	ZCM011	ZCM012	ZCM013
Longueur (mm)	165	260	260	360	410
Largeur (mm)	90	90	135	190	305
Pack	Boîte de 200	Boîte de 200	Boîte de 200	Boîte de 200	Boîte de 200