



## Bolsas de esterilización autoadhesivas

Ref. ZCM009, ZCM010, ZCM011, ZCM012, ZCM013

Las bolsas de esterilización autoadhesivas son un componente esencial en la gestión de la esterilización en ambientes médicos, dentales, veterinarios y de laboratorio.

Diseñadas en diferentes tamaños para garantizar la seguridad y esterilidad de gran variedad de instrumentos, están fabricadas con papel robusto de grado médico y se cierran herméticamente con una tira autoadhesiva. Su contenido permanece siempre visible a través de la película laminada transparente de PET/CPP.



### Características:

- Cada bolsa está diseñada para un solo uso
- Material robusto y duradero
- Rápida identificación del contenido
- Tira autoadhesiva grande, fácil de cerrar
- Adecuadas para esterilización con vapor y gas OE

Referencia	ZCM009	ZCM010	ZCM011	ZCM012	ZCM013
Longitud (mm)	165	260	260	360	410
Ancho (mm)	90	90	135	190	305
Pack	Caja de 200	Caja de 200	Caja de 200	Caja de 200	Caja de 200