



Cubetas de plástico endo plasticware

Ref. **BTB014, BTB015, BTB016, BTB013, BTB017, BTB018, BTB019**

Gracias a los distintos tamaños propuestos, estas cubetas pueden utilizarse en todos los ámbitos y son ideales para cualquier tipo de almacenamiento. Con bordes y construcción reforzados, son lo bastante resistentes para soportar cargas pesadas.

- Fabricados en Polietileno de alta densidad (HDPE)
- Apilables entre ellas
- Color blanco
- Referencia BTB019 cuenta con paredes perforadas con agujeros para facilitar el drenaje



Forma Alta

Referencia	Capacidad (L)	Dimensiones int (mm)	Dimensiones ext (mm)	Peso (g)
BTB014	20	380x280x195	440x315x200	1070
BTB015	50	560x330x280	625x365x285	2150
BTB016	80	650x380x320	725x440x330	3170
BTB013	100	535x450x430	600x500x445	4300



Forma Baja

Referencia	Capacidad (L)	Dimensiones int (mm)	Dimensiones ext (mm)	Peso (g)
BTB017	10	390x290x90	430x320x95	630
BTB018	16	515x235x100	540x350x110	1070
BTB019*	16	515x325x100	540x350x110	1000

*Con orificios de drenaje

Cubos de plástico endo plasticware

Ref. **BTB030, BTB028, BTB029**

- Fabricados en Polietileno de baja densidad (LDPE)
- Con pico vertedor
- Graduados por litro
- Color blanco



Referencia	Capacidad (L)	Ø inferior (mm)	Ø superior (mm)	Altura (mm)
BTB030	9	200	270	250
BTB028	12	220	302	280
BTB029	17	245	335	310