



Bomba de infusión axavet en-v5h vet con calefacción

Ref. ZMZ021

La bomba de infusión AXAVET con sistema de calefacción integrado garantiza una administración precisa y segura de líquidos y medicamentos, maximizando la efectividad terapéutica y mejorando el confort térmico del paciente durante el tratamiento.



- Pequeña y ligera, para facilidad de transporte
- Pantalla táctil a color de 4.3"
- Diferentes ajustes disponibles, tales como: volumen total de perfusión, flujo requerido, tiempo total de perfusión
- Alta sensibilidad de los ajustes (burbujas y presión de oclusión)
- Material PBT+PC, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Batería de larga duración de hasta 10 horas de infusión
- Apta para transfusiones
- Compatible con goteros estándar
- Soporte para portasueros incluido

Especificaciones técnicas

Referencia	ZMZ021
Volumen acumulado	0.1 a 9999 mL
Pantalla	LCD a color 4.3"
Rango de flujo	0.1 – 2000 ml/h
Modos	1. Flujo y volumen 2. Tiempo total y volumen 3. Tiempo y flujo total 4. Masa corporal 5. Modos guardados 6. Modo micro
Precisión	± 5%
Detección de burbujas de aire	6 niveles (20, 50, 100, 200, 400, 800 µl)
Ajustes de oclusión	5 niveles (50, 150, 300, 600, 900 mmHg)
Revisión de datos	5000 registros
Clase de protección	IP44
Alimentación	100-240VAC, 50/60Hz
Dimensiones (L x A x H)	13 x 9 x 14 cm
Peso	1.95 kg