



Placa fría para dispensador de parafina

Ref. ZFP007

Especialmente diseñada para ser utilizada junto con la unidad dispensadora de parafina durante la inclusión de muestras, así como durante la realización de cortes con el microtomo.



- Construido en metal, cuenta con 4 patas de goma que garantizan la estabilidad del equipo.
- Capacidad: 40 - 50 moldes

Especificaciones técnicas

Referencia	ZFP007
Temperatura	hasta -20 °C
Dimensiones placa	300x250 mm
Dimensiones totales	525x362x370 mm
Peso	23 Kg
Alimentación	220v 50 Hz