



Desecadores de plástico con tapa botón

Ref. BDD020, BDD021, BDD022

- Base y disco de polipropileno (PP) y tapa de policarbonato (PC)
- Tapa con sistema de botón que facilita el sellado hermético
- Junta de silicona en color rojo instalada en el desecador
- Construcción transparente/translúcida permite la observación directa del contenido sin necesidad de abrir el recipiente



Especificaciones técnicas

Referencia	BDD020	BDD021	BDD022
Diámetro	200 mm	250 mm	300 mm
Orificios disco	3 mm	3 mm	15.5 mm
Dimensiones	232x232x260 mm	276x276x310 mm	340x340x400 mm
Peso	0.85 kg	1.40 kg	2.40 kg