



Unidad dental veterinaria móvil

ZML023

La unidad dental veterinaria es un sistema especializado que combina funciones avanzadas para el pulido, reparación, corte y tratamiento auxiliar del conducto radicular. Este equipo ofrece un entorno operativo ergonómico y eficiente, optimizado para los profesionales de la odontología veterinaria.

- Unidad dental montada sobre carro de altura regulable, 90-105 cm, fabricado en acero pintado en blanco y con ruedas para facilitar la movilidad
- Compresor sin aceite de capacidad 12 L, con purgado automático
- Pedal de mando único
- Cable de red único
- Doble sistema hidráulico (agua/antiséptico)
- Selección automática de piezas de mano
- Mandos independientes para la cantidad y la atomización de la irrigación
- 5 posiciones para piezas de mano:
 - Pieza de alta velocidad 300000-340000 rpm, con irrigación y luz LED autogenerada
 - Pieza de baja velocidad 1800-20000 rpm, con irrigación, tubo de irrigación y contra ángulo 1:1 con cierre botón
 - Raspador ultrasónico Woodpecker LED, con 6 puntas y llave para puntas
 - Jeringa de agua/aire/spray con punta autoclavable, 360° de rotación
 - Aspirador de líquidos con cánula flexible atraumática



Referencia	ZML023
Modelo	BDS-05
Compresor	Compresor de aire sin aceite
Potencia	2.6-2.9 A, 220/230 V, 50/60 Hz
Presión de salida	0.45-0.5 MPa
Depósito de gas	12 L
Nivel sonoro	≤65dB
Pieza de mano de alta velocidad	300000-340000 rpm
Pieza de mano de baja velocidad	1800-20000 rpm
Raspador ultrasónico	28 kHz±3 kHz
Pieza de mano de aspiración	Sistema de aspiración de gran volumen
Función de drenaje automático	Tiempo único 0.5-10 s Tiempo de intervalo 0.5-45 min
Dimensiones	50x50x95 cm
Peso	30 kg