

TECHNICAL SPECIFICATIONS - CARATTERISTICHE TECNICHE

Item Articolo	Neoprene Hoses Tubi Neoprene
Use Utilizzo	For general laboratory use. Resistant to acids and solvents excluding benzole and similar Per usi generici di laboratorio. Resistenti ad acidi e solventi escluso benzolo ed affini
Material Materia prima	Neoprene
Shore/durezza	65 +/-5
TEMPERATURA -TEMPERATURE	+85°C/-35°C

DIMENSIONS – DIMENSIONI

Code/Codice	Internal diam. Diam. interno mm	Ext. Diam. mm Diam esterno mm	Wall Thickness mm Spessore parete mm	PKG m.
3880	4	6	1,00	20
3881	6	9	1,50	20
3882	8	12	2,00	10
3883	10	14	2,00	10



GENERAL REQUIREMENTS/CONFORMITIES - PROPRIETA' GENERALI /CONFORMITA'

CE IVD	No
STERILE	No
SANITIZATION SANIFICAZIONE	Washing with soap (marseille) and rinsing under running water Lavaggio con acqua e sapone e risciacquo con acqua corrente

CHEMICAL RESISTANCE - RESISTENZE CHIMICHE

Categories of substances Categorie di sostanze	Reference - Riferimento	Concen. %	T. 20°	T. 40°	T.° 60
Inorganic Acid Acido Inorganico	Sulphuric acid Acido Solforico	98	C	C	-
Organic Acid Acido Organico	Benzoic acid Acido Benzoico	100	C	C	-
Alcohol Alcole	Ethanol Etanolo	100	A	A	-
Aldehydes Aldeide	Acetaldehyde Acetaldeide	100	B	B	-
Inorganic alkali Base inorganica	Sodium hydroxide Idrossido di Sodio	50	A	A	-
Organic alkali Base organica	Aniline Anilina	100	C	C	-
Ketone Chetone	Acetone Acetone	100	B	B	-
Esther Estere	Ethyl Acetate Acetato di Etile	100	C	C	-
Hydrocarbons, halogenated Idrocarburo Idrogenato	Dichloroethylene Dicloroetilene	100	C	C	-
Hydrocarbons, aromatic Idrocarburo Aromatico	Benzene Benzene	100	C	C	-
Hydrocarbons, linear Idrocarburo Lineare	Hexane Esano	100	C	C	-
Supersolvent Supersolvente	Tetrahydrofuran Tetraidrofurano	100	C	C	-

Legenda (not applicable if neglected):

Legenda (non applicabile dove non segnalato)

- A: fair resistance; exposure (30 days) to the chemical does not cause any damage;
- A: ottima resistenza: l'esposizione (30gg.) alla sostanza non causa danni;
- B: sufficient resistance; exposure causes damage of poor importance, which sometimes is only temporary;
- B: buona resistenza: l'esposizione causa danni minori, alcuni dei quali reversibili;
- C: poor resistance; exposure to chemical is not allowed or causes immediate permanent damage.
- C: scarsa resistenza; non è possibile l'esposizione alla sostanza oppure avvengono danni irreversibili immediati.

Results of testing with referenced materials have to be considered as indication: in case of specific use it is recommended to carry out preliminary testing.
I risultati delle prove con le sostanze di riferimento sono puramente indicativi: durante l'utilizzo specifico si consiglia sempre di effettuare test preventivi.

PACKAGING - CONFEZIONAMENTO

Code/ Codice	PCS / Pezzi
3880	20
3881	20
3882	10
3883	10