

## USOS GENERALES DE LABORATORIO

## GENERAL PURPOSE LABWARE

## USO GERAL DE LABORATÓRIO



### CUBETAS ANTIÁCIDO

PVC

La particular forma de la base hace que sean útiles para diferentes aplicaciones. Apilables.

### DEEP TRAYS

PVC

With the ribbed bases, these trays are useful for different applications. Stackable.

### BACIA FUNDA

PVC

O formato com ranhuras de sua base a torna apropriada para diferentes aplicações. Empilháveis

Art.	Dim int. mm	Dim ext. mm
280	200x150x45	245x195x50
281	250x200x60	305x250x60
282	320x260x70	385x325x75
283	350x300x80	420x375x85
284	430x330x90	505x405x95
285	520x420x90	600x495x100
286	675x530x100	765x620x110
288	540x420x180	635x515x190



### CUBETA REDONDA

PP

Cubeta de color blanco con borde, autoclavable a +121 °C durante 20 minutos. Estructura especialmente resistente. En la parte inferior del borde tiene moldeadas dos asas para facilitar su transporte.

### ROUND BOWL

PP

White bowl with rim, autoclavable at 121°C for 20 minutes. Sturdy structure. Two grips have been designed in the lower part of the rim to help carriage.

### VASILHA REDONDA

PP

Vasilha redonda na cor branca, com borda, autoclavável a +121°C por 20 minutos. Estrutura particularmente sólida. Possui sob a borda duas alças para ajudar no transporte.

Art.	Vol. lt	Ø mm	h mm
258	10	350	160



### BANDEJAS Y CUBAS

#### PS A PRUEBA DE GOLPES

Idóneas para usos generales de laboratorio.

### TRAYS

#### HIGH IMPACT PS

Suitable for general laboratory use.

### BANDEJAS E BACIAS

#### PS ANTI-CHOQUE

Adequadas para uso geral de laboratório.

Art.	Dim ext. mm	Dim int. mm	Art.	Dim ext. mm	Dim int. mm
5701	201x151x21	170x110x10	5709	202x151x81	140x90x70
5702	303x151x21	270x120x10	5710	303x151x81	240x90x70
5703	353x252x21	320x220x10	5711	352x252x81	290x190x70
5704	254x254x21	220x220x10	5712	252x252x82	200x200x70
5705	201x151x41	150x100x30	5713	408x300x21	380x270x10
5706	303x151x42	260x110x30	5714	409x300x42	360x250x30
5707	353x253x41	310x210x30	5715	408x299x81	340x240x70
5708	252x252x42	210x210x30			



### CUBETA APILABLE, SERIE BAJA

HDPE

Bandejas profundas apilables de HDPE con asas.

### DEEP TRAY, LOW FORM, STACKABLE

HDPE

Stackable deep trays made of HDPE with handles.

### BACIA EMPILHÁVEL SÉRIE BAIXA

HDPE

Bandejas fundas empilháveis feitas de HDPE, com alças.

Art.	Cap. lt	Dim. ext. mm	Color / Colour / Cor
542	10	310x430x100	Blanco / White / Branco
543	16	350x540x115	Blanco / White / Branco
544	20	410x470x145	Blanco / White / Branco

## USOS GENERALES DE LABORATORIO

## GENERAL PURPOSE LABWARE

## USO GERAL DE LABORATÓRIO

31

### CUBETA BAJA PORTAOBJETOS CON ASAS Y ORIFICIOS DE DRENAJE

HDPE

Cubeta baja rectangular con orificios de drenaje en todos los lados.

### DEEP TRAY, LOW FORM WITH HANDLES AND DRAINING HOLES

HDPE

Rectangular tray with draining holes on all sides. Stackable with recessed rim to allow ventilation.

### BANDEJA BAIXA PORTA- OBJETOS COM ALÇAS E ORIFÍCIOS DE DRENAGEM

HDPE

Bandeja baixa rectangular com orificios de drenagem em todos os lados.



Art.	Dim. mm	h mm	Cap. lt
547	350x540	115	16

### CUBETA APILABLE, SERIE ALTA

HDPE

De tipo apilable. Elevada resistencia a ácidos orgánicos e inorgánicos. Robustas con asas para levantarlas y bordes resistentes para garantizar una vida útil prolongada.

### DEEP TRAY, HIGH FORM, STACKABLE

HDPE

Can be stacked. High resistance to organic and inorganic acids. Robust with lifting lugs and strengthening ribs to ensure long life.

### BACIA EMPILHÁVEL SÉRIE ALTA

HDPE

Pode ser empilhada. Resistência elevada aos ácidos orgánicos e inorgánicos. Robusta, com encaixes para transporte e nervuras de reforço para aumentar seu tempo de vida.



Art.	Dim. ext. mm	h mm	Cap. lt
602	315x450	200	20
603	370x625	255	46
604	440x730	310	72
605	500x600	445	100

### CUBETA GRIS

HDPE

Cubetas portaobjetos apilables, de polietileno de alta densidad y color gris.

### GREY TRAYS

HDPE

Useful general purpose trays that can be stacked for storage.

### BACIA CINZA

HDPE

Bacia porta-objetos empilhável, em Polietileno de Alta Densidade, na cor cinza.



Art.	Cap. lt	Dim. mm	Color / Colour / Cor
3371	27	340x455x250	Gris / Grey / Grey
3372	40	350x560x304	Gris / Grey / Grey
3373	75	460x760x310	Gris / Grey / Grey

### CUBO CON PICO

LDPE

Cubo de polietileno con pico y graduación de litro. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

### BUCKET WITH SPOUT

LDPE

Graduated bucket by liter with pouring spout. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

### BALDE COM BICO VERTEDOR

LDPE

Balde em polietileno com bico vertedor e graduação em litros. **PRODUTO ADEQUADO AO CONTATO COM OS ALIMENTOS.**



Art.	Cap. lt	Dim. mm	Color / Colour / Cor
905	9	Ø 280 h 250	Blanco / White / Branco
906	12	Ø 300 h 280	Blanco / White / Branco
907	17	Ø 340 h 310	Blanco / White / Branco