

**ARTÍCULOS
DESECHABLES**
DISPOSABLE ITEMS
ARTIGOS DESCARTÁVEL

**ENVASE PORTAMUESTRAS
PARA TECHNICON®,
BECKMAN®, KONELAB®**
PS

Envase portamuestras de poliestireno para analizadores Technicon®, Beckman® y Konelab®. Para algunos hay disponible un tapón de cierre a presión opcional.

Art.	Tipo / Type / Tipo	Cap. ml	Ø mm	h mm
2501*	TBK	1,5	13,8	22,6
2502*	TK	2,0	13,7	24,9
2503*	TK	1,5	13,9	24,7
2508	TK	4,0	17,26	37,9

Legend

Technicon®: T - Beckman®: B - Konelab®: K

* Tapón a presión art. 2514 / * Suitable cap art. 2514 / * Tampa de pressão art. 2514

**TECHNICON®, BECKMAN®,
KONELAB® SAMPLE CUP**
PS

PS sample cup for Technicon®, Beckman® and Konelab® analyzers. On some models an optional push-in stopper is available.

**COPO PORTA-AMOSTRA PARA
TECHNICON®, BECKMAN®,
KONELAB®**
PS

Porta-amostra em poliestireno para os sistemas de análises Technicon®, Beckman® e Konelab®. Para alguns modelos, há a opção de uma tampa de fechamento por pressão.


**ENVASE PORTAMUESTRAS PARA
CENTRIFICHEM®, TECHNICON®,
BECKMAN®**
PS

Envase portamuestras de poliestireno para analizadores Centrifichem®, Technicon® y Beckman®. Hay disponible un tapón de cierre a presión opcional.

**CENTRIFICHEM®, TECHNICON®,
BECKMAN® SAMPLE CUP**
PS

PS sample cup for Centrifichem®, Technicon® and Beckman® analyzers. An optional push-in stopper is available for some models.

**COPO PORTA-AMOSTRA PARA
CENTRIFICHEM®, TECHNICON®,
BECKMAN®**
PS

Porta-amostra em poliestireno para os sistemas de análises Centrifichem®, Technicon®, Beckman®. Existe a opção de uma tampa de fechamento por pressão.

Art.	Tipo / Type / Tipo	Cap. ml	Ø mm	h mm
2510*	Centrifichem®	0,25	14,0	16,0
2511*	TBG	0,50	13,55	24,5

Legenda per strumenti

Technicon®: T - Beckman®: B - Konelab®: K - Genseac®: G

* Tapón a presión art. 2512 e 2514 / * Suitable cap art. 2512 and 2514 / * Tampa de pressão art. 2512 et 2514

2600	Hitachi® Mod: 705 - 706 - 712 - 7250-M/40 - S40	2,00	16,75	38
------	---	------	-------	----


**TAPONES PARA ENVASES
PORTAMUESTRAS**
PE

Disponibles en la versión antievaporación para los envases portamuestras cód. 2510 y cód. 2511 o en la versión a presión para los códigos 2501 - 2502 - 2503 - 2510 y 2511*

SAMPLE CUP STOPPERS
PE

Available in the anti-evaporation version for Product Code 2510 and 2511 sample cups and in the push-in version for Product Codes 2501 - 2502 - 2503 - 2510 and 2511

**TAMPAS PARA COPO PORTA-
AMOSTRAS**
PE

Disponíveis na versão anti- evaporação para o porta- amostra cód.2510 e cód.2511 ou na versão por pressão para os códigos: 2501 - 2502 - 2503 - 2510 e 2511

Art.	Tipo / Type / Tipo	Ø mm ext.	h mm
2512	Antievaporación para art. 2510 / 2511 Anti evaporation for art. 2510 / 2511 Anti- evaporação para art. 2510 / 2511	15,7	5,9
2514	Tapón a presión per art. 2501 / 2502 / 2503 / 2510 / 2511 Push-on for art. 2501 / 2502 / 2503 / 2510 / 2511 Tampa de pressão art. 2501 / 2502 / 2503 / 2510 / 2511	16	8,5


CUBETAS PARA OLLI®
PS

Cubetas para analizador Olli-C-analyzer®, envasadas en cajas de poliestireno expandido de 192 unidades, para proteger del polvo.

CUVETTE FOR OLLI®
PS

Cuvettes for Olli-C-analyzer®, packed in PS dust proof boxes containing 192 pcs.

CUBETA PARA OLLI®
PS

Cubeta para Olli-C-analyzer®, acondicionada em caixa de poliestireno expandido com 192 peças, à prova de poeira.

Art.	Cap. ml	Unidades envase / pkg. pcs. / Embal. pç.	Ø mm	h mm
2618	4	192	11,85	50,80