

**BOTTIGLIE A COLLO STRETTO -
GRIGIO SCURO**

PE

Bottiglie completamente opache, ideali per materiali fotosensibili, sia liquidi che solidi. Dotate di sottotappo per assicurare una perfetta tenuta e di fori sulla spalla per permettere l'applicazione di sigilli di sicurezza o di talloncini.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.

NARROW NECK BOTTLES - GREY

PE

Completely opaque. Excellent for all photosensitive material whether liquid or solid. Sloping shoulders reduce tendency for residue deposits. No leaking. Insert plug for maximum security. Easy grip cap.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

**FLACONS À COL ÉTROIT -
GRIS FONCÉ**

PE

Complètement opaques, idéales pour matières photosensibles, soit liquides que solides. Livrés avec obturateurs pour assurer une étanchéité parfaite et épaulement perforé pour plombage et pose d'étiquettes.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Ø bocca mm / Mouth Ø mm / Col. I.D. Ø mm
3171	50	10	39	70	18,5
3191	125	20	46	107	18,5
3231	250	25	60	131	23
3241	500	50	75	157	23
3251	1000	100	95	208	33
3261	2000	100	112	266	33

**BOTTIGLIE CON TAPPO A SIGILLO
(COLLO STRETTO)**

HDPE

Dotate di tappo a vite con apertura del sigillo a strappo. Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.

**NARROW NECK BOTTLES WITH
WHITE TAMPER-EVIDENT CAP**

HDPE

The tamper-evident cap incorporates a safety ring which is secured when the cap is screwed on to the bottle. Opening the bottle breaks the safety ring, showing signs of interference.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

**FLACONS À COL ÉTROIT AVEC
BOUCHON INVOLABLE BLANC**

HDPE

Bouchon inviolable avec ouverture du seuil par coup sec. Adaptés quand les flacons ne doivent pas être ouverts après le remplissage.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

Art.	ml	Ø mm	h mm	Ø bocca/Mouth Ø/Col. Ø mm	Filettatura/Thread/Filettage
15700	50	36	84	17,5	22 / 410
15701	100	44	101	17,5	22 / 410
15702	250	60	136	22,5	28 / 410
15703	500	74	170	22,5	28 / 410
15704	1000	90	222	22,5	28 / 410

**BOTTIGLIE CON TAPPO A SIGILLO
(COLLO LARGO)**

HDPE

Dotate di tappo a vite con apertura del sigillo a strappo. Ideali per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.

**WIDE NECK BOTTLES WITH
BLACK TAMPER-EVIDENT CAP**

HDPE

The tamper-evident cap incorporates a safety ring which is secured when the cap is screwed on to the bottle. Opening the bottle breaks the safety ring, showing signs of interference.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

**FLACONS À COL LARGE AVEC
BOUCHON INVOLABLE NOIR**

HDPE

Bouchon inviolable avec ouverture du seuil par coup sec. Adaptés quand les flacons ne doivent pas être ouverts après le remplissage.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

Art.	ml	Ø mm	h mm	Ø bocca/Mouth Ø/Col. Ø mm
15710	250	60	137	30
15711	500	74	177	30
15712	1000	90	229	30

**BOTTIGLIE GRADUATE A COLLO
LARGO NORMALIZZATO**

PE

Bottiglie a collo largo di uso generale, facili da riempire e svuotare; conformi alle norme per sostanze alimentari. Fornite di tappo con chiusura integrale a tenuta. Collo e filettatura secondo le Norme DIN 13316 e 168.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.
secondo la seguente normativa:

• Direttiva CE 10/2011

**GRADUATED WIDE NECK
BOTTLES**

PE

Graduated, general purpose bottle meeting Food and Drug regulations with pictograms. Long neck thread ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Conforms to DIN 13316 and 168.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

according to:

• EC Regulation 10/2011

**FLACONS GRADUÉS À COL LARGE
NORMALISÉ**

PE

Flacons à col large pour utilisation générale, faciles à remplir et à vider; conformes aux normes pour aliments. Bouchons avec opercule intégral pour assurer une étanchéité parfaite. Col et filetage selon les normes DIN 13316 et 168.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

selon les normes suivantes:

• EC 10/2011

Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN	Art.	ml	Grad. ml	O.D. Ø mm	h mm	Mouth Ø mm	DIN
1608	50	10	38	88	24	GL32	1614	500	100	75	170	38	GL45
1610	100	20	48	105	24	GL32	1616	1000	100	95	206	55	GL63
1612	250	25	60	140	38	GL45	1618	2000	100	120	252	55	GL63

