

BOTTIGLIE E ACCESSORI

BOTTLES AND ACCESSORIES

FLACONNAGE ET ACCESSOIRES



BOTTIGLIE GRADUATE A COLLO LARGO NORMALIZZATO

PP

Bottiglie graduate autoclavabili conformi alle norme per sostanze alimentari, robuste e di lunga durata. Fornite di tappo con chiusura integrale a tenuta. Facili da riempire e da svuotare stia con campioni liquidi che solidi. Collo e filettatura secondo le Norme DIN 13316 e 168.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.
secondo la seguente normativa:
• Direttiva CE 10/2011

GRADUATED WIDE NECK BOTTLES

PP

Autoclavable, graduated bottle meeting Food and Drug regulations with pictograms. Very sturdy, ruptureproof bottle. Long neck thread ensures leakproof closure. Wide neck for easy filling and emptying of liquid or powder samples. Conforms to DIN 13316 and 168.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.
according to:
• EC Regulation 10/2011

FLACONS GRADUÉS À COL LARGE NORMALISÉ

PP

Flacons autoclavables avec graduations, conformes aux normes pour aliments, solides et de longue durée. Faciles et à vider soit avec échantillons liquides que solides. Col et filetage selon les normes DIN 13316 et 168.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.
selon les normes suivantes:
• EC 10/2011

| Art. | ml | Grad. ml | O.D. Ø mm | h mm | Mouth Ø mm | DIN |
|------|-----|----------|-----------|------|------------|------|
| 1621 | 50 | 10 | 38 | 88 | 24 | GL32 |
| 1623 | 100 | 20 | 48 | 105 | 24 | GL32 |
| 1625 | 250 | 25 | 60 | 140 | 38 | GL45 |

| Art. | ml | Grad. ml | O.D. Ø mm | h mm | Mouth Ø mm | DIN |
|------|------|----------|-----------|------|------------|------|
| 1627 | 500 | 100 | 75 | 170 | 38 | GL45 |
| 1629 | 1000 | 100 | 95 | 206 | 55 | GL63 |
| 1631 | 2000 | 100 | 120 | 252 | 55 | GL63 |



BOTTIGLIE GRADUATE A COLLO STRETTO NORMALIZZATO

PP

Bottiglie autoclavabili, graduate, ideali per trasporto di campioni tossici (acque di scarico, ecc.) dal prelievo al laboratorio per le opportune analisi. La bottiglia può essere chiusa con sigillo di sicurezza usando gli appositi fori sulle spalle. Collo e filettatura secondo le Norme DIN 13316 e 168. Si consiglia di togliere il tappo prima di autoclavare.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.
secondo la seguente normativa:
• Direttiva CE 10/2011

GRADUATED NARROW NECK BOTTLES

PP

Autoclavable, graduated, heavy walled bottle. Ideal for transporting toxic waste waters, boiler feed water etc., back to laboratory for analysis as samples can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination in transit. Conforms to DIN 13316 and 168. Remove cap before autoclaving.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.
according to:
• EC Regulation 10/2011

FLACONS GRADUÉS À COL ÉTROIT NORMALISÉ

PP

Flacons autoclavables, gradués, idéales pour le transport d'échantillons toxiques du prélèvement au laboratoire pour les analyses nécessaires. Epaulement perforé pour plombage. Col et filetage selon les normes DIN 13316 et 168. Il est conseillé d'enlever le bouchon avant l'autoclavage.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.
selon les normes suivantes:
• EC 10/2011

| Art. | ml | Grad. ml | O.D. Ø mm | h mm | Mouth Ø mm | DIN |
|------|-----|----------|-----------|------|------------|------|
| 1595 | 50 | 10 | 38 | 92 | 13 | GL18 |
| 1597 | 100 | 20 | 48 | 108 | 13 | GL18 |
| 1599 | 250 | 25 | 60 | 150 | 19 | GL25 |

| Art. | ml | Grad. ml | O.D. Ø mm | h mm | Mouth Ø mm | DIN |
|------|------|----------|-----------|------|------------|------|
| 1601 | 500 | 100 | 75 | 182 | 19 | GL25 |
| 1603 | 1000 | 100 | 95 | 224 | 23 | GL32 |



TAPPI NORMALIZZATI PER BOTTIGLIE DIN 168

PP

Tappi normalizzati muniti di appositi fori per apporre sigilli di sicurezza. I tappi vanno utilizzati sulle bottiglie in PP.

STANDARDIZED SCREW CAPS FOR BOTTLES DIN 168

PP

Standardized screw caps for PP bottles DIN 168. Cap tag to avoid sample contamination in transit.

BOUCHONS À VIS STANDARDS POUR FLACONS DIN 168

PP

Bouchons à vis perforée pour plombage. Les bouchons sont pour les flacons en PP.

| Art. | DIN Std. | Bottiglia equiv./To suit bottles/Pour flacons |
|-------|----------|---|
| 15950 | GL18 | 1595 - 1597 |
| 15990 | GL25 | 1599 - 1601 |
| 16030 | GL32 | 1603 - 1621 - 1623 |
| 16250 | GL45 | 1625 - 1627 |
| 16290 | GL63 | 1629 - 1631 |



BOTTIGLIE A COLLO STRETTO NORMALIZZATO, SENZA TAPPO

PE

Ideale per campioni acquosi e olii - geometria conica che assicura uno svuotamento completo; la presenza di graduazioni permette una valutazione approssimata del contenuto. Può essere sigillata usando gli appositi fori sulle spalle. Collo e filettatura conforme alle Norme DIN 13316 e 168.

IDONEE AL CONTATTO ALIMENTARE
SECONDO LA SEGUENTE NORMATIVA:
DIRETTIVA CE 10/2011

GRADUATED NARROW NECK BOTTLES - WITHOUT CAPS

PE

An ideal bottle for water and oils - there are no shoulders to restrict the flow. They are graduated and so can be used as rough measures. Can be secured using shoulder and cap tag to avoid sample contamination in transit. Conforms to DIN 13316 and 168.

SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011

FLACONS À COL ÉTROIT NORMALISÉ, SANS BOUCHON

PE

Idéales pour échantillonnages liquides ou huileux - géométrie conique assurant le vidange complet; la présence de graduations permet l'évaluation du contenu. Epaulement et bouchon perforés pour plombage. Col et filetage selon les normes DIN 13316 et 168.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.
ADAPTÉS AUX ALIMENTS SELON LES NORMES SUIVANTES: EC 10/2011

| Art. | ml | Grad. ml | O.D. Ø mm | h mm | Ø bocca mm / Mouth Ø mm / Col. Ø mm | DIN |
|-------|------|----------|-----------|------|-------------------------------------|------|
| 15801 | 50 | 10 | 38 | 90 | 13 | GL18 |
| 15821 | 100 | 20 | 48 | 106 | 13 | GL18 |
| 15841 | 250 | 25 | 60 | 148 | 19 | GL25 |
| 15861 | 500 | 100 | 75 | 180 | 19 | GL25 |
| 15881 | 1000 | 100 | 95 | 222 | 23 | GL32 |
| 15901 | 2000 | 500 | 120 | 271 | 23 | GL32 |