



Axavet en-v5h vet pompe d'infusion avec chauffage

Réf. ZMZ021

La pompe à perfusion AXAVET avec système de chauffage intégré assure une administration précise et sûre des fluides et des médicaments, maximisant l'efficacité thérapeutique et améliorant le confort thermique du patient pendant le traitement.



- Petit et léger pour un transport facile
- Écran tactile couleur de 4,3 pouces
- Différents réglages disponibles, tels que : volume de perfusion total, débit requis, temps de perfusion total
- Haute sensibilité des réglages (bulles et pression d'occlusion)
- Matériau PBT+PC, résistant à la corrosion et facile à nettoyer
- Longue durée de vie de la batterie, jusqu'à 10 heures de perfusion
- Convient aux transfusions
- Compatible avec les goutteurs standard
- Support de tige IV inclus

Spécifications techniques

Référence	ZMZ021
Volume cumulé	0,1 à 9999 ml
Écran	LCD couleur de 4,3 pouces
Plage de débit	0.1 – 2000 ml/h
Modes	1. Débit et volume 2. Temps total et volume 3. Temps et débit total 4. Masse corporelle 5. Modes enregistrés 6. Micro-mode
Précision	± 5%
Détection des bulles d'air	6 niveaux (20, 50, 100, 200, 400, 800 µl)
Paramètres d'occlusion	5 niveaux (50, 150, 300, 600, 900 mm Hg)
Examen des données	5000 enregistrements
Classe de protection	IP44
Alimentation électrique	100-240VAC, 50/60Hz
Dimensions (L x L x H)	13 x 9 x 14 cm
Poids	1.95 kg