

**FRASCOS Y ACCESORIOS**

**BOTTLES AND ACCESSORIES**

**FRASCOS E ACESSÓRIOS**

**TAPONES NORMALIZADOS PARA FRASCOS DIN 168**

**HDPE**

Tapones normalizados provistos de orificios para precintos de seguridad. Los tapones se utilizan con los frascos de PE.

**STANDARDIZED SCREW CAPS FOR BOTTLES DIN 168**

**HDPE**

Standardized screw caps for PE bottles DIN 168.

**TAMPAS PADRONIZADAS PARA FRASCOS DIN 168**

**HDPE**

Tampas padronizadas com orificios especificos para colocação de lacre de segurança. As tampas são utilizadas em frascos de PE.

| Art.  | DIN Std. | Frasco equivalente / To suit bottles / Frasco equivalente |
|-------|----------|---|
| 15800 | GL18     | 15801 - 15821   |
| 15840 | GL25     | 15841 - 15861   |
| 15880 | GL32     | 15881 - 15901 - 1608 - 1610 - 1633 - 1634                 |
| 16120 | GL45     | 1612 - 1614   |
| 16160 | GL63     | 1616 - 1618   |



**TAPONES PARA PISSETAS**

**PE**

Para los frascos con número de art. 15801, 15821, 15841, 15861, 15881 y 15901.

**WASH BOTTLE SCREW CAPS**

**PE**

Fit bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

**TAMPAS PARA FRASCOS LAVADORES TIPO PISSETA**

**PE**

Para frascos art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

| Art. | DIN Std. |
|------|----------|
| 3300 | GL18     |
| 3301 | GL25     |
| 3302 | GL32     |



**TAPONES CON BOQUILLA CORTA**

**PE**

Se utilizan con los frascos de cuello estrecho normalizado, art. 15801, 15821, 15841, 15861, 15881 y 15901; y de cuello ancho normalizado, art. 1608 y 1610. Disponen de caperuza de cierre de polietileno. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGÚN: REGLAMENTO 10/2011/CE**

**SHORT SPOUT DROPPING BOTTLE SCREW CAPS**

**PE**

They fit narrow neck standardized bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 and wide neck standardized bottles part. no. 1608 - 1610. Supplied with PE cap for tip closure. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

**TAMPAS/BICO APLICADOR COM ALÇA CURTO**

**PE**

São utilizadas em frascos de boca estreita padronizada art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 e de boca larga padronizada art. 1608 - 1610. O bico possui uma tampa de polietileno. **PRODUTO ADEQUADO AO CONTATO COM OS ALIMENTOS CONFORME: REGULAMENTAÇÃO EC 10/2011**

| Art. | DIN Std. | Long. boquilla mm / Spout length mm / Compr. bico mm |
|------|----------|--|
| 3303 | GL18     | 16   |
| 3304 | GL25     | 19   |
| 3305 | GL32     | 19   |



**TAPONES CON BOQUILLA LARGA**

**PE**

Se utilizan con los frascos de cuello estrecho normalizado, art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 y 15901; y de cuello ancho normalizado, art. 1608 y 1610. Disponen de caperuza de cierre de polietileno. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS SEGÚN: REGLAMENTO 10/2011/CE**

**LONG SPOUT DROPPING BOTTLE SCREW CAPS**

**PE**

They fit narrow neck standardized bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 and wide neck standardized bottles part. no. 1608 - 1610. Supplied with PE cap for tip closure. **SUITABLE FOR FOODSTUFF ACCORDING TO: EC REGULATION 10/2011**

**TAMPAS/BICO APLICADOR COM ALÇA LONGO**

**PE**

São utilizadas em frascos de boca estreita padronizada art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 e de boca larga padronizada art. 1608 - 1610. O bico tem uma tampa de polietileno. **PRODUTO ADEQUADO AO CONTATO COM OS ALIMENTOS CONFORME: REGULAMENTAÇÃO EC 10/2011**

| Art. | DIN Std. | Long. boquilla mm / Spout length mm / Compr. bico mm |
|------|----------|--|
| 3306 | GL18     | 40   |
| 3307 | GL25     | 41   |
| 3308 | GL32     | 42   |

