

## PINZAS Y SOPORTES

## CLAMPS AND SUPPORTS

## PINÇAS E SUPORTES



## BASE RECTANGULAR

## PP CON BARRA DE ACERO CROMADO

Las barras, de longitud estándar de 25 cm, se pueden unir una sobre otra para obtener la longitud que se desee. Cada base se proporciona con 2 barras.

## RECTANGULAR BASE

## PP WITH CHROMIUM PLATED STEEL ROD

The rods are 25 cm standard length. Rods can be screwed into one another to obtain desired height. Each base is supplied with two rods.

## BASE RETANGULAR

## PP COM HASTE DE AÇO CROMADO

As hastes têm um comprimento padrão de 25 cm. As hastes podem ser parafusadas umas às outras para obter a altura desejada. Cada base é fornecida com duas hastes.

Art.	Descripción / Description / Descrição	Dim mm
266	Orificio central con 2 barras / Base with centre hole and 2 rods / Orifício central com 2 hastes	290x147x14
267	Orificio lateral con 2 barras / Base with off-centre hole and 2 rods / Orifício lateral com 2 hastes	290x147x14
264	Barra de hierro cromado, de 25 cm, Ø 12 mm / Spare rod 25 cm long and 12 mm Ø / Haste de Ferro cromado, com 25 cm, Ø12 mm	



## SOPORTE PARA MATRAZ

## PP

SopORTE circular con interior escalonado para matraces de fondo redondo, desde muy pequeños hasta con capacidad de 10 litros. El soporte admite matraces calientes de hasta 100 °C (120 °C en caso de breves períodos) sin que se dañe el soporte. Autoclavable.

## ROUND BOTTOM FLASK HOLDER

## PP

Round bottomed flasks from the smallest up to 10 litres can be supported safely on the internal "steps" of this support. Hot flasks up to 100°C (120°C for short periods) can be supported without damaging the holder. Autoclavable.

## SOPORTE PARA BALÕES

## PP

SopORTE circular con saliências internas para balões de fundo arredondado desde os de menor capacidade até os de 10 litros. O frasco pode ser aquecido até 100°C (120°C, se for por um período curto) sem danificar o suporte. Autoclaváveis.

Art.	N. escalones int. / No. of int. steps / N. saliências int.	Ø mm	h mm
271	10	160	49



## SOPORTE PARA PIPETAS DE ESCRITORIO

## PMMA

Este soporte para pipetas de escritorio, de polimetilmetacrilato (PMMA) especialmente claro, posee un acabado de calidad superior que permite ver su contenido desde cualquier ángulo. Cuenta con cuatro estantes inclinados y un tablero superior blanco. Los cuatro compartimentos separados son ideales para almacenar pipetas serológicas de plástico o vidrio de distintas capacidades (de 1 ml a 50 ml). Se recomienda no irradiar luz ultravioleta.

## BENCH PIPETTE HOLDER

## PMMA

This bench pipette holder, made of particularly clear polymethylmethacrylate (PMMA), has high level finishes and its content can be seen from any angle. Complete with four tilted support shelves and white top. The four separate compartments are ideal for housing plastic or glass serologic pipettes of various capacities (from 1 ml to 50 ml). Do not shine ultraviolet light on it.

## SOPORTE DE PIPETAS DE MESA

## PMMA

Esse suporte de pipetas de mesa, feito em polimetilmetacrilato (PMMA) especialmente transparente, tem um alto nível de acabamento e seu conteúdo pode ser visto de qualquer ângulo. Entregue completo, com quatro prateleiras de suporte inclinadas e tampa branca. Os quatro compartimentos separados são ideais para guardar pipetas sorológicas de plástico ou vidro de diversas capacidades (de 1 ml a 50 ml). Não irradiar o suporte com luz ultravioleta.

Art.	Espacios / Places / Divisões	Dim. mm	Dim. mm (comp.)
1115	4	300x100x420 h	290x85x89 h