

**TAPPI NORMALIZZATI PER
BOTTIGLIE DIN 168****HDPE**

Tappi normalizzati muniti di appositi fori per apporre sigilli di sicurezza. I tappi vanno utilizzati sulle bottiglie in PE.

**STANDARDIZED SCREW CAPS
FOR BOTTLES DIN 168****HDPE**

Standardized screw caps for PE bottles DIN 168.

**BOUCHONS À VIS STANDARDS
POUR FLACONS DIN 168****HDPE**

Bouchons à vis perforés pour plombage. Les bouchons sont pour les flacons en PE.

| Art. | DIN Std. | Bottiglia equiv./To suit bottles/Pour flacons |
|-------|----------|---|
| 15800 | GL18 | 15801 - 15821 |
| 15840 | GL25 | 15841 - 15861 |
| 15880 | GL32 | 15881 - 15901 - 1608 - 1610 - 1633 - 1634 |
| 16120 | GL45 | 1612 - 1614 |
| 16160 | GL63 | 1616 - 1618 |

**TAPPI PER BOTTIGLIE A
SPRUZZETTA****PE**

Per bottiglie art. 15801 - 15821 - 15841 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

WASH BOTTLE SCREW CAPS**PE**

Fit bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

BOUCHONS POUR PISSETTES**PE**

Réalisée pour les art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901.

| Art. | DIN Std. |
|------|----------|
| 3300 | GL18 |
| 3301 | GL25 |
| 3302 | GL32 |

**TAPPI CON BECCUCCIO CORTO****PE**

Vengono utilizzati con bottiglie a collo stretto normalizzato art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 e a collo largo normalizzato art. 1608 - 1610. Sono provvisti di cappuccio di chiusura in PE.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.
secondo la seguente normativa:
• Direttiva CE 10/2011

**SHORT SPOUT DROPPING BOTTLE
SCREW CAPS****PE**

They fit narrow neck standardized bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 and wide neck standardized bottles part. no. 1608 - 1610. Supplied with PE cap for tip closure.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.
according to:
• EC Regulation 10/2011

BOUCHONS À BEC COURT**PE**

Réalisés pour les flacons col étroit normalisé art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 et col large normalisé art. 1608 - 1610. Munis d'un opercule en PE.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.
selon les normes suivantes:
• EC 10/2011

| Art. | DIN Std. | Lungh. beccuccio/Spout length/Long. bec mm |
|------|----------|--|
| 3303 | GL18 | 16 |
| 3304 | GL25 | 19 |
| 3305 | GL32 | 19 |

**TAPPI CON BECCUCCIO LUNGO****PE**

Vengono utilizzati con bottiglie a collo stretto normalizzato art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 e a collo largo normalizzato art. 1608 - 1610. Sono provvisti di cappuccio di chiusura in PE.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.
secondo la seguente normativa:
• Direttiva CE 10/2011

**LONG SPOUT DROPPING BOTTLE
SCREW CAPS****PE**

They fit narrow neck standardized bottles part. no. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 and wide neck standardized bottles part. no. 1608 - 1610. Supplied with PE cap for tip closure.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.
according to:
• EC Regulation 10/2011

BOUCHONS À BEC LONG**PE**

Réalisés pour les flacons col étroit normalisé art. 15801 - 15821 - 15841 - 15861 - 15881 - 15901 et col large normalisé art. 1608 - 1610. Munis d'un opercule en PE.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.
selon les normes suivantes:
• EC 10/2011

| Art. | DIN Std. | Lungh. beccuccio/Spout length/Long. bec mm |
|------|----------|--|
| 3306 | GL18 | 40 |
| 3307 | GL25 | 41 |
| 3308 | GL32 | 42 |

