



FLUOROWARE

ANCORETTE OVALI

MAGNETE RIVESTITO DA PTFE

Ideale per contenitori o bottiglie con fondo arrotondato.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.

Art.	Lung. mm / Length mm / Long. mm	Ø mm
683	20	10
684	25	12
685	30	16
686	35	16
687	40	20
688	50	20
689	64	20

FLUOROWARE

STIRRING BARS, OVAL

MAGNET PTFE COATED

Ideal for containers or bottles with round bottom.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

FLUOROWARE

BARREAUX MAGNÉTIQUES OVALES

AIMANT REVÊTU DE PTFE

Parfaits pour les Récipients ou les flacons à fond arrond.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.



ANCORETTA SFERICA

MAGNETE RIVESTITO DA PTFE

Ideale per provette o per movimenti di agitazione eccentrici.

IDONEA AL CONTATTO ALIMENTARE.

STIRRING BALL, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Ideal for test tubes or for eccentric stirring movements.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

SPHÈRE MAGNÉTIQUE

AIMANT REVÊTU DE PTFE

Idéale pour les tubes ou pour les mouvements d'agitation excentrique.

ADAPTÉE AUX ALIMENTS.

Art.	Ø mm
770	12,57



ANCORETTA A CROCE

MAGNETE RIVESTITO DA PTFE

Forma particolare per piccoli contenitori. Azione di agitazione particolarmente efficace.

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.

STIRRING BARS, CROSSHEAD

MAGNET PTFE COATED

Special shape for small containers. Particularly effective stirring action.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

BARREAUX MAGNÉTIQUE, EN CROIX

AIMANT REVÊTU DE PTFE

Forme particulière pour petits Récipients. Action d'agitation particulièrement efficace.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

Art.	Dim. mm	H mm.
771	10x10	8
772	14x14	12
773	17x17	13



ANCORETTA A ROCCHETTO

MAGNETE RIVESTITO DA PTFE

Centraggio eccellente, superficie di contatto limitata ed elevata turbolenza anche a bassa velocità.

IDONEA AL CONTATTO ALIMENTARE.

STIRRING BARS, DOUBLE ENDED

MAGNET PTFE COATED

Excellent centering, limited contact surface and high turbulence even at low speeds.

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

BARREAUX MAGNÉTIQUES, ROCHET

AIMANT REVÊTU DE PTFE

Excellent centrage, surface de contact limitée et haute turbulence même à faible vitesse.

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

Art.	Ø mm	Lung. mm / Length mm / Long. mm
775	19,87	37,11
776	19,72	56,50

ANCORETTA A STELLA**MAGNETE RIVESTITO DA PTFE**

Forma convessa per un buon centraggio. Azione di agitazione particolarmente efficace. IDONEA AL CONTATTO ALIMENTARE.

STIRRING BARS, DISC**MAGNET PTFE COATED**

Convex shape to get good centring. Particularly effective stirring action. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

BARREAUX MAGNÉTIQUES EN ÉTOILE**AIMANT REVÊTU DE PTFE**

Forme convexe pour un bon centrage. Action d'agitation particulièrement efficace. **ADAPTÉS AUX ALIMENTS.**

Art.	Dim. mm	H mm.
777	10x10	6
778	20x20	10
779	30x30	12

**ANCORETTE TRIANGOLARI****MAGNETE RIVESTITO DA PTFE**

Cuneiforme. Ideale per dissolvere solidi e miscelare sedimenti grazie all'azione raschiante. Le superfici angolate creano elevata turbolenza anche a bassa velocità. **ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.**

TRIANGULAR STIRRING BARS, MAGNETIC**MAGNET PTFE COATED**

Cuneiform. Ideal for dissolving solids and mixing sediments thanks to its scraping action. The angled surfaces create high turbulence even at low speeds. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

BARREAUX MAGNÉTIQUES, TRIANGULAIRES**AIMANT REVÊTU DE PTFE**

Cunéiformes. Grâce à leur effet racleur, ils sont parfaits pour dissoudre les solides et mélanger les sédiments. Les surfaces angulaires créent une haute turbulence même à faible vitesse. **ADAPTÉS AUX ALIMENTS.**

Art.	Dim. mm
780	5,61x12,21
781	7,39x25,32
782	8,13x33,83
783	10,43x49,61

**ANCORETTE CON ANELLO****MAGNETE RIVESTITO DA PTFE**

Le superfici angolate creano elevata turbolenza anche a bassa velocità. Per contenitori con fondo irregolare. L'anello di rotazione riduce la superficie di contatto e favorisce il posizionamento ottimale dell'ancoretta. **ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.**

STIRRING BARS, MAGNETIC WITH PIVOT RING**MAGNET PTFE COATED**

The angled surfaces create high turbulence even at low speed. For containers with irregular bottom. The pivot ring reduces the contact surface and fosters optimal stir bar positioning. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

BARREAUX MAGNÉTIQUES, AVEC BAGUE**AIMANT REVÊTU DE PTFE**

Les surfaces angulaires créent une haute turbulence même à faible vitesse. Pour Récipients à fond irrégulier. L'anneau de rotation réduit la surface de contact et favorise un positionnement optimal du barreau. **ADAPTÉS AUX ALIMENTS.**

Art.	Ø mm	Lung. mm / Length mm / Long. mm	Art.	Ø mm	Lung. mm / Length mm / Long. mm
786	6,48	20,57	793	7,76	45
787	6,19	24,76	794	7,78	50,40
788	6,53	35,48	797	9,39	60
789	6	30	799	9,22	70,78

**ASTE MAGNETIZZATE****MAGNETE RIVESTITO DA PTFE**

ADATTE AL CONTATTO ALIMENTARE.

STIRRING BARS RETRIEVERS, MAGNETIC**MAGNET PTFE COATED**

Suitable for foodstuff.

TIGES MAGNÉTIQUES**AIMANT REVÊTU DE PTFE**

Adaptés aux aliments.

Art.	Ø mm	Lung. mm / Length mm / Long. mm
710	11	300
712	11	240

