

**USI GENERALI DI  
LABORATORIO**
**GENERAL PURPOSE  
LABWARE**
**USAGES GÉNÉRAUX DE  
LABORATOIRE**

**TAPPI CONICI**
**SILICONE**

Autoclavabili.  
IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

**CONICAL STOPPERS**
**SYLICON**

Autoclavable.  
SUITABLE FOR FOODSTUFF.

**BOUCHONS CONIQUES**
**SILICONE**

Autoclavables.  
ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

Art.	Ø sup. mm upper Ø mm Ø sup mm	Ø inf. mm lower Ø mm Ø inf. mm	h mm
3800	9	6	18
3801	12	9	18
3802	13	10	18
3803	15	11	18
3804	16	12	20
3805	18	13	22
3806	20	14	24
3807	23	16	26
3808	26	19	28

Art.	sup. upper sup Ø mm	inf. lower inf. Ø mm	h mm
3809	30	21	29
3810	32	25	34
3811	37	28	37
3812	42	32	41
3813	45	34	45
3814	48	37	50
3815	54	41	53
3816	60	48	60


**TAPPI ROVESCIBILI**
**SILICONE**

Tappi perforabili per prelievo di soluzioni e sospensioni da contenitori chiusi, attraverso l'uso di siringhe. Utilizzabili in campo alimentare.

H: altezza parte rovesciabile  
h: altezza parte inferiore

IDONEI AL CONTATTO ALIMENTARE.

**OVERTURNABLE SEPTA**
**SYLICON**

Pierceable stoppers to withdraw solutions and suspensions from closed containers, using syringes. Suitable for use in food and beverage industry.

H: height of overturnable section  
h: height of lower section

SUITABLE FOR FOODSTUFF.

**BOUCHONS RENVERSABLES**
**SILICONE**

Bouchons percables pour prélèvement de solutions et suspensions des récipients fermés, en utilisant seringues. Ils peuvent être utilisés dans le domaine alimentaire.

H: hauteur de la partie renversable  
h: hauteur de la partie inférieure

ADAPTÉS AUX ALIMENTS.

Art.	H/h mm	Ø inf. mm / lower Ø mm / Ø inf. mm	N/S
1190	9 / 8	7	-
1191	14 / 8	10	-
1192	20 / 10	13	-
1193	20 / 10	15	14 / 23

Art.	H/h mm	Ø inf. mm / lower Ø mm / Ø inf. mm	N/S
1194	20 / 11	16	-
1195	18 / 12	20	19 / 26
1196	25 / 17	24	-
1197	28 / 22	31	29 / 32


**PALLONI PER IL PRELIEVO DI GAS**
**LATTICE**

Palloni in lattice disponibili dal volume di 1.000 cc ad 8.000 cc

**GAS SAMPLING BALLOONS**
**LATEX**

Latex balloons with volume range from 1,000 cc to 8,000 cc

**BALLONS DE PRELEVEMENT DE  
GAZ**
**LATEX**

Ballons en latex proposés dans un volume de 1000 à 8000 cc

Art.	Vol. cc	nominal Ø mm
1230	1000	130
1231	1500	150
1232	2000	160
1233	4000	200
1234	5000	230
1235	8000	250


**SET DI 7 ADATTATORI PER FILTRI  
(GUKO)**
**NEOPRENE**

Supporti per imbuto di Büchner.

**SET OF 7 ADAPTERS (GUKO)**
**NEOPRENE**

Supports for Büchner funnels.

**SET DE 7 ADAPTEURS POUR  
FILTRES (GUKO)**
**NEOPRÈNE**

Supports pour entonnoirs de Büchner.

Art.	N.	Ø est. mm Ext. Ø mm O.D. mm	Ø int. mm Int. Ø mm I.D. mm	h mm
420	1	21x11	17x7	21
	2	27x16	22x11	22
	3	37x22	31x16	25
	4	46x29	39x22	29
	5	58x38	50x30	35
	6	69x45	60x36	40
	7	86x57	75x46	45