

USOS GENERALES DE LABORATORIO

GENERAL PURPOSE LABWARE

USO GERAL DE LABORATÓRIO



TAPONES CÓNICOS

SILICONA

Autoclavables.
PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

Art.	Ø sup. mm upper Ø mm Ø sup mm	Ø inf. mm Lower Ø mm Ø inf. mm	h mm
3800	9	6	18
3801	12	9	18
3802	13	10	18
3803	15	11	18
3804	16	12	20
3805	18	13	22
3806	20	14	24
3807	23	16	26
3808	26	19	28

CONICAL STOPPERS

SILYCON

Autoclavable.
SUITABLE FOR FOODSTUFF.

Art.	sup. upper sup Ø mm	inf. lower inf. Ø mm	h mm
3809	30	21	29
3810	32	25	34
3811	37	28	37
3812	42	32	41
3813	45	34	45
3814	48	37	50
3815	54	41	53
3816	60	48	60

ROLHAS CÔNICAS

SILICONE

Autoclaváveis.
ADEQUADO AO CONTATO COM ALIMENTOS.



TAPONES REVERSIBLES

SILICONA

Tapones perforables para la extracción de soluciones y suspensiones de envases cerrados mediante una jeringuilla. Se pueden usar en el sector alimentario.
PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.

Art.	H/h mm	Ø inf. mm / lower Ø mm / Ø inf. mm	N/S
1190	9 / 8	7	-
1191	14 / 8	10	-
1192	20 / 10	13	-
1193	20 / 10	15	14 / 23
1194	20 / 11	16	-
1195	18 / 12	20	19 / 26
1196	25 / 17	24	-
1197	28 / 22	31	29 / 32

H: altura de la parte reversible h: altura de la parte inferior / H: height of overturnable section h: height of lower section
H: altura da parte reversível h: altura da parte inferior

OVERTURNABLE SEPTA

SILYCON

Pierceable stoppers to withdraw solutions and suspensions from closed containers, using syringes. Suitable for use in food and beverage industry.
SUITABLE FOR FOODSTUFF.

ROLHAS REVERSÍVEIS

SILICONE

Rolhas perfuráveis para amostragem de soluções e suspensões de frascos fechados, através do uso de seringas. Utilizadas na área de alimentação.
ADEQUADO AO CONTATO COM ALIMENTOS.



GLOBOS PARA LA EXTRACCIÓN DE GAS

LÁTEX

Globos de látex disponibles para volumen de 1000 cc y 8000 cc.

GAS SAMPLING BALOONS

LATEX

Latex balloons with volume range from 1,000 cc to 8,000 cc

BALÕES PARA AMOSTRAGEM DE GÁS

LÁTEX

Balões em látex disponíveis nos volumes de 1000 cc e 8000 cc

Art.	Vol. cc	Nominal Ø mm
1230	1000	130
1231	1500	150
1232	2000	160
1233	4000	200
1234	5000	230
1235	8000	250



JUEGO DE 7 ADAPTADORES PARA FILTROS (GUKO)

NEOPRENO

Soportes para embudos Büchner

SET OF 7 ADAPTERS (GUKO)

NEOPRENE

Supports for Büchner funnels.

CONJUNTO DE 7 ADAPTADORES PARA FILTROS (GUKO)

NEOPRENE

Suportes para funis Büchner

Art.	N.	Ø est. mm Ext. Ø mm O.D. mm	Ø int. mm Int. Ø mm I.D. mm	h mm
420	1	21x11	17x7	21
	2	27x16	22x11	22
	3	37x22	31x16	25
	4	46x29	39x22	29
	5	58x38	50x30	35
	6	69x45	60x36	40
	7	86x57	75x46	45