

FLUOROWARE

VIDRIOS DE RELOJ

PTFE

Resistencia química y térmica excepcional. Se pueden usar de modo continuo a temperaturas de hasta +250°C. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

Art.	Ø mm
643	52,76
644	76,32
645	99,39
646	126,36
647	153,92

JUNTAS ARTICULADAS

PTFE

Permiten unir tubos de vidrio con distintos ángulos. (Conos, norma DIN 12242). **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

Art.	Ø inf. mm Lower Ø mm	Ø sup. mm Upper Ø mm	h mm
1047	20,65	112,83	24,11
1048	25,70	130,34	29,63
1049	31,36	117,44	34,40

BARRAS DE AGITACIÓN MAGNÉTICAS, CILÍNDRICAS

IMÁN REVESTIDO DE PTFE

Forma redondeada, paredes lisas, para usos universales. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

Art.	Ø mm	Long. mm / Length mm / Compr. mm	Art.	Ø mm	Long. mm / Length mm / Compr. mm
748	3,14	8	763	6,17	34,42
749	3	6	764	8	40
750	4,66	11,68	698	7,87	49,90
751	4,57	14,80	699	8	44,42
756	6	19,60	704	9,62	60,16
757	6	24,61	705	9,75	69,65
758	6,16	29,88			

BARRAS MAGNÉTICAS

IMÁN REVESTIDO DE PTFE

Aptas para las más variadas condiciones de uso. Son económicas y garantizan un mayor grado de turbulencia a velocidades bajas. Se suman a la gama de barras magnéticas comunes creando una alternativa válida. Las dimensiones indicadas abajo son nominales, con una tolerancia de ±5% para la longitud y de ±10% para el diámetro. **PRODUCTO IDÓNEO AL CONTACTO CON ALIMENTOS.**

Art. ECONOMY	Long. mm / Length mm / Compr. mm	Ø mm
766	12	3
767	25	8
768	40	8
769	50	8

FLUOROWARE

WATCH GLASSES

PTFE

Superior chemical, mechanical and heat resistance. Can be used safely for continuous service at temperatures up to 250°C. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

SUPPLE CONNECTORS

PTFE

Specially designed to connect to misaligned glass tubes. Chemically inert. Taper conforms to DIN 12242 Standard. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

STIRRING BARS, CYLINDRICAL

MAGNET PTFE COATED

Rounded shape, smooth walls, all-purpose. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

STIRRING BARS, MAGNETIC

MAGNET PTFE COATED

Designed for a wide variety of applications. Savings guaranteed. Stronger mixing action at lower speeds. Can be used as an addition to any standard magnetic stir bar range, creating a viable alternative. The sizes shown below are nominal, with ±5% tolerance in length and ±10% in diameter. **SUITABLE FOR FOODSTUFF.**

FLUOROWARE

VIDROS DE RELÓGIO

PTFE

Excepcional resistência química e térmica. Podem ser utilizados em modo contínuo a temperaturas de até +250°C. **ADEQUADOS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

JUNTAS FLEXÍVEIS

PTFE

Permitem unir tubos de vidro com diferentes angulações. (Cones padrão DIN 12242). **ADEQUADOS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

BARRAS DE AGITAÇÃO CILÍNDRICAS

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

Formato redondo, paredes lisas, uso universal. **ADEQUADAS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

BARRAS AGITADORAS MAGNÉTICAS

ÍMÃ REVESTIDO DE PTFE

Concebidas para as mais diversas condições de aplicação. Economia garantida e um grau maior de turbulência em velocidades mais baixas. São uma alternativa eficaz à linha de barras agitadoras magnéticas padrão. As dimensões exibidas abaixo são dimensões nominais, com tolerância de ±5% no comprimento e ±10% no diâmetro. **ADEQUADOS AO CONTATO COM ALIMENTOS.**

