







RODS






STÄBE | TYČE



ROD
STAB
TYČ



Diameter Durchmesser Průměr d	Length Länge Délka	Weight Gewicht Hmotnost 1 pc Stück/ks	Number of pcs in box Anzahl Röhren im Karton Počet ks v kartonu	Weight of box Gewicht pro Karton Hmotnost kartonu	Weight of pallet Gewicht pro Palette Hmotnost palety	Catalog No. Katalog-Nr. Katalogové číslo
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">123 456 789 123</div>	
mm	mm	g	pcs/St/ks	kg	kg	
3,0 ±0,15	1500 ±20	24	700,00	16,80	470,40	1632271030000
4,0 ±0,15	1500 ±20	42	400,00	16,80	470,40	1632271040000
5,0 ±0,15	1500 ±20	66	256,00	16,90	473,20	1632271050000
6,0 ±0,15	1500 ±20	95	170,00	16,20	453,60	1632271060000
7,0 ±0,15	1500 ±10	129	121,00	15,60	436,80	1632271070000
8,0 ±0,25	1500 ±10	168	100,00	16,80	470,40	1632271080000
9,0 ±0,25	1500 ±10	213	81,00	17,30	484,40	1632271090000
10,0 ±0,25	1500 ±10	263	64,00	16,80	470,40	1632271100000
11,0 ±0,25	1500 ±10	318	50,00	15,90	445,20	1632271110000
12,0 ±0,25	1500 ±10	378	49,00	18,50	388,50	1632271120000
13,0 ±0,35	1500 ±10	444	36,00	16,00	448,00	1632271130000
14,0 ±0,35	1500 ±10	515	25,00	12,90	451,50	1632271140000
15,0 ±0,35	1500 ±10	591	25,00	14,80	414,40	1632271150000
16,0 ±0,35	1500 ±10	673	16,00	10,80	378,00	1632271160000
18,0 ±0,45	1500 ±30	851	16,00	13,60	380,80	1632271180000
20,0 ±0,45	1500 ±30	1051	16,00	16,80	470,40	1632271200000
22,0 ±0,50	1500 ±30	1272	9,00	11,40	399,00	1632271220000
24,0 ±0,50	1500 ±30	1513	9,00	13,60	380,80	1632271240000
26,0 ±0,60	1500 ±30	1776	9,00	16,00	448,00	1632271260000
28,0 ±0,90	1500 ±30	2060	4,00	8,20	295,20	1632271280000
*30,0 ±0,90	1500 ±30	2364	4,00	9,50	342,00	1632271300000
*32,0 ±1,00	1500 ±30	2690	4,00	10,80	378,00	1632271320000
*34,0 ±1,70	1500 ±30	3037	4,00	12,10	423,50	1632271340000
*36,0 ±1,70	1500 ±30	3405	4,00	13,60	544,00	1632271360000

Diameter Durchmesser Průměr d	Length Länge Délka	Weight Gewicht Hmotnost 1 pc Stück/ks	Number of pcs in box Anzahl Röhren im Karton Počet ks v kartonu	Weight of box Gewicht pro Karton Hmotnost kartonu	Weight of pallet Gewicht pro Palette Hmotnost palety	Catalog No. Katalog-Nr. Katalogové číslo
					<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">123 456 789 123</div>	
*38,0 ±1,70	1500 ±30	3794	4,00	15,20	608,00	1632271380000
*40,0 ±2,00	1500 ±30	4203	4,00	16,80	588,00	1632271400000

- * Surface discolouration as per reference samples
- * Oberflächenentglasung nach den Referenzmustern
- * Povrchové odskelnění dle referenčních vzorků