



## PROBETA GRADUADA PP

Ref. DBJ001\_DBJ008

Ref. DBJ041\_DBJ047

Las probetas graduadas Endo Plasticware están diseñadas para ofrecer precisión y durabilidad en aplicaciones de laboratorio. Fabricadas con materiales de alta calidad, estas probetas permiten una medición exacta de líquidos, garantizando fiabilidad y resistencia en entornos exigentes.

## Probeta Graduada PP Clase B

Ref. DBJ001\_DBJ008



- Fabricadas en polipropileno
- Con base hexagonal que proporciona mayor estabilidad, con pico para facilitar el vertido
- Con graduación permanente en relieve

Referencia	Capacidad	∅ Interno*	Altura*	Divisiones	Packaging
DBJ001	10 mL	12,5 mm	147 mm	0,2 mL	B/10 uds
DBJ002	25 mL	18 mm	171 mm	0,5 mL	B/10 uds
DBJ003	50 mL	23,5 mm	250 mm	1 mL	B/10 uds
DBJ004	100 mL	28 mm	250 mm	1 mL	B/10 uds
DBJ005	250 mL	37 mm	328 mm	2 mL	B/6 uds
DBJ006	500 mL	52,5 mm	365 mm	5 mL	B/6 uds
DBJ007	1000 mL	62 mm	440 mm	10 mL	B/4 uds
DBJ008	2000 mL	78,5 mm	536 mm	20 mL	B/2 uds

\*Dimensiones aprox.

## Probeta Doble Graduación PP Clase B

Ref. DBJ041\_DBJ047



- Fabricadas en polipropileno
- Con base hexagonal que proporciona mayor estabilidad, con pico para facilitar el vertido
- Graduación permanente en relieve y graduación impresa en color azul en cara opuesta

Referencia	Cap.	Tolerancia	∅ Interno*	Altura*	Divisiones	Packaging
DBJ041	10 mL	0.5 ±mL	14 mm	130 mm	0.2 mL	B/10 uds
DBJ042	25 mL	0.5 ±mL	19 mm	140 mm	0.5 mL	B/10 uds
DBJ043	50 mL	0.5 ±mL	23 mm	182 mm	1 mL	B/10 uds
DBJ044	100 mL	1 ±mL	29 mm	245 mm	1 mL	B/10 uds
DBJ045	250 mL	2.5 ±mL	39 mm	298 mm	5 mL	B/6 uds
DBJ046	500 mL	5 ±mL	49 mm	355 mm	5 mL	B/6 uds
DBJ047	1000 mL	10 ±mL	66 mm	414 mm	10 mL	B/4 uds

\*Dimensiones aprox.